

リフトペーサー オプション

ハンドル付アームサポート (左右1組)

高さ、奥行、角度、ハンドルの位置など細かく調節可能。



商品番号	種別
8601-00	S
8601-01	L

●寸法/パッド面: (S) 縦20×横11cm、(L) 縦23×横13cm ●握りハンドルの調節域/ S: 23～32cm、L: 27～38cm

ロングアームサポート (左右1組)

大きなパッド面で上肢を支え、体幹を安定させます。



商品番号
8601-05

●寸法/パッド面: 縦34×横14cm

ハンドループ

ループのどこでも握れます。径が細めなので、お子様や手の小さな方にも。



商品番号	種別
8601-10	1本
8601-11	2本1組

●寸法/握り径: 2cm、内周: 28cm

ハンドル (2本1組)

ヒップポジションナースリング、ヒップサポートスリングの取付けに必要です。介助者用または利用者用ハンドルとしても使えます。



商品番号
8601-45

●寸法/握り部の長さ10×径3.5cm

マルチポジションサドル

腰部・臀部に微細なポジションングを必要とされる方に。サドルの高さ・奥行・角度など細かく調節できます。

※S・M・L・XLの上部フレームに取付けられます。



▲腰周り調節



▲高さ調節



▲前後調節



▲角度調節



商品番号	種別
8601-18	S (本体 S用)
8601-19	M (本体 M用)
8601-20	L (本体 M・L・XL用)

車いすから移乗することができます



■ 胴支え

上体を保持し、15度刻みで前後に調節できます。



商品番号	種別
8601-14	S
8601-15	M
8601-16	L

●寸法/高さ：(S) 11cm、(M) 17cm、(L) 20cm ●適合ウエストサイズ/S：36～71cm、M：56～102cm、L：71～127cm

■ ヒップサポートスリング

歩行訓練にあたり臀部に支えが必要な方に。
※別途ハンドルが必要です。



商品番号	種別
8601-25	S
8601-26	M
8601-27	L

●適合する大腿部の付け根のサイズ/S：20～40cm、M：30～50cm、L：40～72cm

■ 足首サポート (左右1組)

脚の可動域や方向性を制限します。



商品番号	種別
8601-36	XS
8601-37	S
8601-40	標準車輪
8601-43	大車輪
8601-41	標準車輪
8601-44	大車輪

●寸法/長さ：(XS) 35cm、(S) 46cm、(標準車輪 M) 53cm、(大車輪 M) 54cm、(標準車輪 L・XL) 65cm、(大車輪 L) 62cm

※本体と同じサイズ、種別の注文が必要です。

■ ヒップポジショナー スリング (パッド付)

自然な骨盤の動きと最適なポジショニングで歩行するために。
※別途ハンドルが必要です。



商品番号	種別
8601-68	S
8601-69	L

●寸法/座面部 (パッド無)：(S) 最短部の幅 3.5×長さ 23×厚み約 4cm、(L) 最短部の幅 4.5×長さ 28×厚み約 4cm

■ 大腿サポート (2本1組)

挟み足の防止に。
※マルチポジションサドルとの併用はできません。



商品番号	種別
8601-30	S
8601-31	L

●寸法/クランプ～ストラップまでの長さ：(S) 13～20cm、(L) 13～28cm

■ コミュニケーショントレイ

スマホやタブレットなどを載せて。




商品番号	種別
8601-70	XS用
8601-71	S・M・L・XL用

●寸法/天面：22×28cm ●最大荷重/4.5kg

■ ガイドバー

介助者が利用者を誘導するときに。



商品番号	種別
8601-50	XS用
8601-52	S用
8601-51	M・L用

●寸法/長さ：(XS用) 89cm、(S・M・L用) 101cm

■ トートバッグ

オプションの移動や保管に。



商品番号	種別
8601-75	

●寸法/36×41×23cm ●材質/ナイロン