

Q300® M Mini Q300® M ミニ

SEDEO Lite セデオライト  
(モジュラー式)



サンライズ メディカル ジャパン 株式会社 〒349-1145 埼玉県加須市間口456番地1  
ご注文：order@sunrisemedical.jp 問合せ：info@sunrisemedical.jp

2025年1月V.1

見積作成日： 2025年1月15日

ORDER FORM オーダーフォーム

Errors and imissions excepted.

代理店情報		ユーザー情報	
社名		氏名	
住所〒		住所	
住所		身長	
E-Mail:		障害	
電話		障害レベル	

注文情報		ユーザー体重	
<input type="checkbox"/> 注文	<input type="checkbox"/> 見積も	<input type="checkbox"/> B4M(特注)	
P/O No.:		User Weight Capacity 耐荷重: 136 kg	
		User Weight 体重:	kg

受注日: 年 月 日


基本価格 ¥ 950,000,~

Base Price

※見積作成日は、印刷時に自動表示されます。価格変更の時期などは特に、作成後一端印刷またはPDFにて保存することをおすすめいたします。

## Client Measurements 使用者寸法

a) Top Of Head To Seat 座面から頭頂部	mm
b) Top Of Shoulder To Seat 座面から肩の上	mm
c) Underarm To Seat 座面から脇の下	mm
d) Elbow To Seat 座面から肘	mm
e) Top Of Pelvis To Seat 座面から上後腸骨棘	mm
f) Shoulder Width 肩幅	mm
g) Trunk Width 体幹幅	mm
i) Hip Width 腰幅	mm
j) Actual Sitting Depth 膝裏から背面	mm
m) Foot Length 足の大きさ	mm
n) Lower Leg Length 下腿長	mm
o) Actual Seat Width シート幅	mm



## Seating Specifications シーティング仕様

全ベースDAHLドッキングステーション対応	Seat Type シートタイプ	SEDEO LITE セデオライト
Typical WC Weight Without Batteries パッケージなし80 kg	Seat Size シートサイズ	幅 385 - 510 mm, 奥行 410 - 560 mm
車いす重量目安 W/Batteries from パッケージ搭載103 kg	STFH 座面高	415 mm - 490 mm

## MWD Base Specifications 中輪駆動

Weight Capacity 耐荷重	136 kg	Drive Wheels 駆動輪	12", 13", 14" (黒) Drive Wheels (Black)
Base Size ベースサイズ	Width Min. 最小幅 520 mm	Tyres / Castors タイヤ/キャスター	7" 前輪(Front) / 7" 後輪(黒) Rear (Black)
Drive Control コントロール	VR2, Option R-Net (オプション)	Charger 充電器	100-120V, 8A 充電器
Driving Range 走行距離	Up To 約31 km	Battery Size バッテリー	41 & 56 Ah Batteries
Drive Motors モーター	2-ポール 6/10 kph (スポーツ専用)、4-ポール 6/8 kph	Colour Accents アクセント色	7色 Colour Accents
Ground Clearance 最低地上高	70 mm	Frame Colour フレーム色	Black 黒

ここより下のセクションは、下記 ①『Q300ドライブベース』から『シュラウド特別色』までの注意点を参照ください。

## Base ベース ¥

### Q300 Drive Bases Q300ドライブベース

<input type="checkbox"/>	QML000074	Q300 M (MWD Base Chair)	Q300 M 中輪駆動ベース ■標準形中速用・車載固定用フックx4個付	950,000
<input type="checkbox"/>	QML000074-SP2	Q300 M (MWD Base Chair)	Q300 M 中輪駆動ベース 電動ティルトモデル ■標準形中速用・車載固定用フックx4個付 * 公費対応にはQSモデルを推奨	1,000,000
<input type="checkbox"/>	QML000074-SP3	Q300 M (MWD Base Chair)	Q300 M 中輪駆動ベース 電動ティルト・リクライニングモデル ■標準形中速用・車載固定用フックx4個付	1,247,700

### Motor Packages モーターパッケージ

MWD Base 中輪駆動ベース				
<input type="checkbox"/>	QML180013	2-Pole Motor, 10 kph/6.5 mph, Performance (for Sports Use Only) (1)	2-ポール、10km/hモーター、パフォーマンス仕様(スポーツ専用) (1)	32,000
<input type="checkbox"/>	QML180009	4-Pole Motor, 6 kph (8 kph Motor W/Reduced Speed)	4-ポール、6km/hモーター (8km/hモーター減速仕様)	-

### Tracking トラッキング

<input type="checkbox"/>	QML110009	Traction Control System R-Net (GYRO Tech) トラクションコントロールシステムR-net用 (Gyroテクノロジー)	74,000
<input type="checkbox"/>	QML110014	Omit Traction Control System For R-Net トラクションコントロールシステムR-net用を搭載しない	-

### Drive Wheels ドライブホイール駆動輪

<input type="checkbox"/>	QML070084	Drive Wheel, 12", Solid, Knobbly, Black	12"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック) ■タイヤ ノーパンク	12,000
<input type="checkbox"/>	QML070065	Drive Wheel, 13", Pneumatic, Knobbly, Black	13"ドライブホイール、空気入りタイヤ、ノビー(ブラック)	-
<input type="checkbox"/>	QML070069	Drive Wheel, 13", Solid, Knobbly, Black	13"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック) ■タイヤ ノーパンク	12,000
<input type="checkbox"/>	QML070034	Drive Wheel, 14", Pneumatic, Knobbly, Black	14"ドライブホイール、空気入りタイヤ、ノビー(ブラック)	37,000
<input type="checkbox"/>	QML070033	Drive Wheel, 14", Solid, Knobbly, Black	14"ドライブホイール、ソリッドタイヤ、ノビー(ブラック) ■タイヤ ノーパンク	37,000

### Castor Wheels キャスターホイール

<input type="checkbox"/>	QML080213	Castor Wheel, 7", Solid, Black	7"キャスターホイール、ソリッドタイヤ(ブラック) ■キャスタ ノーパンク	12,000
--------------------------	-----------	--------------------------------	---------------------------------------	--------

### Shroud Colours シュラウドカラー

<input type="checkbox"/>	QML100576	Red レッド ■泥よけ	6,550
<input type="checkbox"/>	QML100578	Blue ブルー ■泥よけ	6,550
<input type="checkbox"/>	QML100579	White ホワイト ■泥よけ	6,550
<input type="checkbox"/>	QML100577	Black ブラック ■泥よけ	6,550

Colour Accents カラーアクセント			
<input type="checkbox"/>	QML140005	Apple Green <b>アップルグリーン</b> (RAL 110 70 77)	-
<input type="checkbox"/>	QML140004	Black <b>ブラック</b> (RAL 9005)	-
<input type="checkbox"/>	QML140006	Orange <b>オレンジ</b> (RAL 060 60 80)	-
<input type="checkbox"/>	QML140007	Silver <b>シルバー</b> (RAL 9006)	-
<input type="checkbox"/>	QML140002	Red <b>レッド</b> (RAL 040 40 67)	-
<input type="checkbox"/>	QML140003	Blue <b>ブルー</b> (RAL 260 40 45)	-
<input type="checkbox"/>	QML140001	White <b>ホワイト</b> (RAL 9010)	-

Custom Shrouds シュラウド特別色 (3)			
<input type="checkbox"/>	QML140008	Grey Burst <b>グレイバースト</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QML140009	Red Burst <b>レッドバースト</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QML140010	Blue Burst <b>ブルーバースト</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QML140011	Pure White Burst <b>ピュアホワイトバースト</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QML140012	Flames Asteroid Grey <b>フレイム アステロイド グレー</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QML140013	Flames Hot Red <b>フレイム ホットレッド</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QML140014	Flame Sharp Blue <b>フレイム シャープブルー</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QML140015	Flame Pure White <b>フレイム ピュアホワイト</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QML140016	Floral White <b>フローラルホワイト</b>	53,000
<input type="checkbox"/>	QML140017	Carbon <b>カーボン</b>	53,000

① 『Q300ドライブベース』から『シュラウド特別色』までの注意点

(1) Must Also Select R-Net Controls And R-Net GYRO R-netコントロール及びR-net GYROも必ず選択  
 (3) Only for UK supplied products, outside UK only via Built 4 Me available イギリスのみで提供されます。イギリス以外は Built 4 Me にて注文可能です。

ここより下のセクションは、下記 ② 『LEDライト及び方向指示器』から『バックレストフレームオプション』までの注意点をご参照ください。

LED Lights & Indicators LEDライト及び方向指示器			
<input type="checkbox"/>	QML110202	Fender Lights VR2/R-NET Lighting Module Required, Fender Light - Not Road Approved and Without Indicators <b>フェンダーライト VR2/R-NETライティングモジュールが必要、フェンダーライト-公道未承認、方向指示器なし</b>	-
<input type="checkbox"/>	QML110201	LED Light And Indicator (1) <b>LEDライト及び方向指示器(1)</b>	146,000
<input type="checkbox"/>	QML110209	Omit Light And Indicator <b>LEDライト及び方向指示器なし</b>	-

Seat Heights (2) シート高 (2)

<input type="checkbox"/>	SH41	410 mm (3) *電動リフト(300mm) / 電動ティルト(0° ~ 30°) 選択時は不可	-
<input type="checkbox"/>	SH43	430 mm *電動リフト(300mm) / 電動ティルト(0° ~ 30°) 選択時は不可	-
<input type="checkbox"/>	SH45	450 mm	-
<input type="checkbox"/>	SH47	470 mm	-
<input type="checkbox"/>	SH49	490 mm	-

Batteries & Chargers バッテリー & 充電器

Batteries バッテリー			
<input type="checkbox"/>	QML160006	Battery, 41 Ah, Maintenance-Free <b>41Ah/バッテリー、メンテナンスフリー</b>	-
<input type="checkbox"/>	QML160016	Battery 50 Ah, GEL, Maintenance Free <b>50Ah/バッテリー、ゲル、メンテナンスフリー</b>	-
<input type="checkbox"/>	QML160013	Battery, 56 Ah, Maintenance-Free <b>56Ah/バッテリー、メンテナンスフリー</b>	64,000
<input type="checkbox"/>	QML160009	Omit Batteries <b>バッテリーなし</b>	-
Chargers 充電器			
<input type="checkbox"/>	PF2410	Charger, Automatic, 100-120V, 8A <b>100-120V, 8A 充電器</b>	-
<input type="checkbox"/>	QML160109	Omit Charger <b>充電器なし</b>	-

Powered Seating 電動シーティング

Power Seating Options 電動シーティングオプション

<input type="checkbox"/>	QML130011	Fixed Tilt Module (Adjustable 0°, 3°, 6°, 9°, Factory 3°) <b>角度設定ティルトモジュール(0°, 3°, 6°, 9°, 工場設定=3°)</b>	-
<input type="checkbox"/>	QML130004	Posterior Tilt, Powered, 0° - 30° (5) <b>電動ティルト0° ~ 30° (5)</b>	-
<input type="checkbox"/>	QML130012	Posterior Tilt, Powered, -5° - 25° (4)(5) <b>電動ティルト -5° ~ 25° (4)(5) * シート高45cm以上から選択</b>	-
<input type="checkbox"/>	QML130007	Posterior Tilt, Powered, 0° - 50° (11)(12) <b>電動ティルト0° ~ 50° (11)(12) * 電動リクライニング併用不可</b>	50,000
<input type="checkbox"/>	QML130009	Seat Elevator(300 mm)/Tilt Module(0° - 30°)(5)(6)(7) <b>電動リフト(300mm) / 電動ティルト(0° ~ 30°) (5)(6)(7) * シート高45cm以上から選択</b>	152,000

Backrest Frame Type バックレスト フレームサイズ

<input type="checkbox"/>	QML030147	Backrest, Tool Angle Adjustable, <b>バックレスト工具角度設定式 86°, 90°, 94°, 98°, 102°, 106°</b>	-
<input type="checkbox"/>	QML030148	Backrest, Manual Recline, Attendant Operated Only, 85° - 120° <b>バックレスト手動リクライニング介助者操作のみ85° ~ 120°</b>	32,500
<input type="checkbox"/>	QML030149	Backrest, Powered Recline, 85° - 120°(5) <b>バックレスト電動リクライニング 85° ~ 120° (5)</b>	-

C-Me Function (9) シーミー昇降リフト(9)

<input type="checkbox"/>	QML110034	C-Me Function, Enabled (10) <b>シーミー昇降リフト、デフォルト時オン設定 (10) *リフト選択時のみ</b>	-
<input type="checkbox"/>	QML110035	C-Me Function, Disabled (13) <b>シーミー昇降リフト、デフォルト時オフ設定 (13)</b>	-

Backrest Frame Option バックレストフレームオプション

<input type="checkbox"/>	QML030156	Backrest, Fixed (8) <b>バックレスト背折れ無し(8) ■バックサポート 背座角度調整</b>	17,600
<input type="checkbox"/>	QML030098	Backrest, Flip Down, Quick Release (8) <b>前方背折れ式バックレスト、フリップダウン、クイックリリース(8) ■バックサポート 背座角度調整・背折れ</b>	26,100

## ② 『LEDライト及び方向指示器』から『バックレストフレーム オプション』までの注意点

- (1) QML110030 Lighting Module VR2, QML110032 Actuator Control & Lights Module or QML110157 Lighting Module, R-Net, ISM-6L Required  
**(1) QML110030 VR2用ライティングモジュール, QML110032 R-net用アクチュエーターコントロール & ライティングモジュール, QML110157 R-net用ライティングモジュール ISM-6L のいずれかが必要**  
 (2) Measured From Front Of Seat Pan To Floor. Obtain Quote To Verify Seat To Floor Height  
**(2) シートパン前部から床までを計測。シート高はお見積書でご確認ください。**  
 (3) Only With QML130011 Fixed Tilt Module (Adjustable 0°, 3°, 6°, 9°, Factory Setting 6°)  
**(3) QML130011 角度設定ティルトモジュール(0°, 3°, 6°, 9° 工場設定 6°のみ可**  
 (4) Only Available At Seat Height SH47  
**(4) シート高SH47設定時のみ可**  
 (5) Not With QML110036 Remote Joystick, VR2. In Case Of R-Net: QML110032 Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L Required  
**(5) QML110036 VR2リモートジョイスティックと併用不可, R-Netの場合: QML110032 R-net用アクチュエーターコントロール & ライティングモジュールISM-6L が必要**  
 (6) If you have option QML030147 you can select seat Height SH43, SH45, SH47 or SH 49  
**(6) QML030147オプションを選択時は、シート高 SH43, SH45, SH47, SH 49より選択可**  
 (7) If you have option QML030148/9 you can only select Seat Height SH45, SH47 or SH 49  
**(7) QML030148/9 オプションを選択時は、シート高 SH45, SH47, SH 49のみ選択可**  
 (8) Backrest Frame Option not required if selecting SEDEO PRO Backrest or SEDEO PRO Interface  
**(8) SEDEO PRO バックレストまたは SEDEO PRO インターフェース(取付金具)を選択時はバックレストフレームオプションは不要**

- (9) Only With QML130009  
**(9) QML130009 電動リフト(300mm) / 電動ティルト(0° - 30°) とのみ併用可能**  
 (10) 4.5 kph Maximum Speed When Lifted (Tilt Angle <9° )  
**(10) 昇降時 最大速度 4.5 km/h (ティルト角度 <9°)**  
 (11) Not With QML110036 Remote Joystick, VR2. In Case Of QML110004 Power Module, R-Net: QML110032 Actuator Control & Lights Module, R-Net, ISM-6L Required  
**(11) QML110036 VR2リモートジョイスティックと併用不可。QML110004 R-Netパワーモジュール 120 Aを使用する場合、QML110032 R-Netアクチュエーターコントロール&ライティングモジュールISM-6Lが必要**  
 (12) Only with QML030147 Backrest, Tool Angle Adjustable  
**(12) QML030147 バックレスト工具角度設定式 とのみ併用可能**  
 (13) 1.5 kph Maximum Speed When Lifted  
**(13) 昇降時 最大速度1.5 km/h**

ここより下のセクションは、下記 ③ 『バックレストフレーム サイズ』から『B- SEDEOライト バックサイズ(次頁)』までの注意点をご参照ください。

## Powered Seating 電動シーティング

### Backrest Frame Size バックレストフレーム サイズ

<input type="checkbox"/>	QML030154	Backrest, Width-Adjustable, 385 - 485 mm (4)	バックレスト, 幅調節式, 385 - 485 mm (4)	-
<input type="checkbox"/>	QML030155	Backrest, Width-Adjustable, 460 - 510 mm (4)	バックレスト, 幅調節式, 460 - 510 mm (4) ■バックサポート ワイドフレーム	14,000

### Back Cushion Type バッククッションタイプ

<b>Sling Back (See Section A) 背布 (セクションA参照)</b>				
<input type="checkbox"/>	QML030150	Sling Back, With Tension Adjustable Straps	背布, 張り調節式(ストラップ) ■バックサポート 張り調整式	8,650
<b>SEDEO LITE (See Section B) SEDEOライト (セクションB参照)</b>				
<input type="checkbox"/>	QML030151	SEDEO LITE, Back Cushion	SEDEOライト, バッククッション	-
<b>SEDEO PRO (See Section C) SEDEOプロ (セクションC参照)</b>				
<input type="checkbox"/>	QML030104	SEDEO PRO, Flexible Backrest, Back Cushion(1)(2)(3)	SEDEOプロ, フレキシブル バックレスト, バッククッション (1)(2)(3)	34,000
<b>JAY J3 (See Section D) JAY J3 (J3オーダーフォーム参照) ※J3バックは別途J3バック・オーダーフォームを使用してご注文ください</b>				
※J3バック幅はシート幅と対応させていただきます				
<b>Interfaces インターフェース(取付金具)</b>				
<input type="checkbox"/>	QML030209	Omit Back Cushion	バッククッションなし	-

## A – Sling Back Size (Back Width Needs To Correspond To Seat Width) A-背布 (背布幅はシート幅と対応させていただきます)

<b>Sling Back Width 背布幅</b>				
<input type="checkbox"/>	BW385	385 mm		-
<input type="checkbox"/>	BW41	410 mm		-
<input type="checkbox"/>	BW435	435 mm		-
<input type="checkbox"/>	BW46	460 mm		-
<input type="checkbox"/>	BW485	485 mm		-
<input type="checkbox"/>	BW51	510 mm		-
<b>Sling Back Height 背布高さ</b>				
<input type="checkbox"/>	BH46	460 mm		-
<input type="checkbox"/>	BH485	485 mm		-
<input type="checkbox"/>	BH51	510 mm		-

## A – SEDEO Lateral Thoracic Supports A- SEDEOラテラル体幹サポート

<input type="checkbox"/>	QML030607	SEDEO, Lateral, Thoracic Support, Swing Away, Height-Adjustable, Long Pad, 150 x 130 mm, Right	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150mm(L) x 130mm(H), 右側用	39,000
<input type="checkbox"/>	QML030608	SEDEO, Lateral, Thoracic Support, Swing Away, Height-Adjustable, Long Pad, 150 x 130 mm, Left	SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150mm(L) x 130mm(H), 左側用	39,000

## B – SEDEO LITE Back Size (Back Width Needs To Correspond To Seat Width) B- SEDEOライト バックサイズ

<b>Back Cushion Width バッククッション幅 (バッククッション幅はシート幅と対応させていただきます)</b>				
<input type="checkbox"/>	BW385	385 mm		-
<input type="checkbox"/>	BW41	410 mm		-
<input type="checkbox"/>	BW435	435 mm		-
<input type="checkbox"/>	BW46	460 mm		-
<input type="checkbox"/>	BW485	485 mm		-
<input type="checkbox"/>	BW51	510 mm		-

## ③ 『バックレストフレーム サイズ(前頁)』から『B- SEDEOライト バックサイズ』までの注意点

- (1) For armrests QML040039, QML040123 and QML040022 only available with BW equivalent to SW or Smaller  
**(1) アームレスト QML040039, QML040123, QML040022 は、シート幅と同じバック幅もしくは、それより小さいサイズのみ可**  
 (2) For armrests QML040021 and QML040019 available with BW upto 80mm wider than SW  
**(2) アームレスト QML040021, QML040019は、シート幅より最大80mm大きいバック幅まで併用可**  
 (3) Not available with Flip back armrests (QML040039) or Flip back reclining armrests (QML040123) at SW38- SW44  
**(3) シート幅 SW38~SW44設定時、アームレストフリップバック (QML040039) または アームレストリクライニングフリップバック (QML040123)と併用不可**  
 (4) Backrest Frame Size not required if selecting SEDEO PRO Backrest or SEDEO PRO Interface  
**(4) SEDEOプロバックレストまたはSEDEOプロインターフェースを選択時はバックレストフレームサイズは不要**

ここより下のセクションは、下記 ④『B - SEDEOライト バッククッション』から『C- SEDEOプロ バッククッション カバー(次頁)』までの注意点を参照ください。

B - SEDEO LITE Back Cushion		B - SEDEOライト バッククッション	
<input type="checkbox"/>	QML030130	SEDEO LITE, Back Cushion, Profiled, Height 500 mm, Comfort Cover <b>SEDEOライト, バッククッション, ローコントウア, 高さ 500 mm, コンフォートカバー付き</b>	54,000
<input type="checkbox"/>	QML030131	SEDEO LITE, Back Cushion, Profiled, Adjustable Straps, Height 600 mm, Comfort Cover <b>SEDEOライト, バッククッション, ローコントウア, 調整ストラップ, 高さ 600 mm, コンフォートカバー付き</b>	72,000
<input type="checkbox"/>	QML030133	SEDEO LITE, Back Cushion, Deep Contour Active, Adjustable Straps, Height 570 mm, Comfort Cover <b>SEDEOライト, バッククッション, ディープコントウア・アクティブ, ストラップ調節式, 高さ 570 mm, コンフォートカバー付き</b>	73,000

B - SEDEO Lateral Thoracic Supports		B - SEDEOラテラル体幹サポート	
<input type="checkbox"/>	QML030607	SEDEO, Lateral, Thoracic Support, Swing Away, Height-Adjustable, Long Pad, 150 x 130 mm, Right <b>SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150mm x 130mm, 右側用</b>	39,000
<input type="checkbox"/>	QML030608	SEDEO, Lateral, Thoracic Support, Swing Away, Height-Adjustable, Long Pad, 150 x 130 mm, Left <b>SEDEO ラテラル体幹サポート, スイングアウェイ, 高さ調節式, ロングパッド, 150mm x 130mm, 左側用</b>	39,000

C - SEDEO PRO Back Size		C- SEDEOプロ バックサイズ	
<b>Back Cushion Width バッククッション幅</b>			
<input type="checkbox"/>	BW38	380 mm, For Effective Back Width 380 mm <b>380 mm, 使用可能なバック幅 380 mm</b>	-
<input type="checkbox"/>	BW42	420 mm, For Effective Back Width 380 - 420 mm <b>420 mm, 使用可能なバック幅 380 - 420mm</b>	-
<input type="checkbox"/>	BW46	460 mm, For Effective Back Width 420 - 460 mm <b>460 mm, 使用可能なバック幅 420 - 460mm</b>	-
<input type="checkbox"/>	BW50	500 mm, For Effective Back Width 460 - 500 mm <b>500 mm, 使用可能なバック幅 460 - 500mm</b>	-
<input type="checkbox"/>	BW54	540 mm, For Effective Back Width 500 - 540 mm <b>540 mm, 使用可能なバック幅 500 - 540mm</b>	-
<input type="checkbox"/>	BW56	560 mm, For Effective Back Width 520 - 560 mm <b>560 mm, 使用可能なバック幅 520 - 560mm</b>	-
<b>Back Cushion Height バッククッション高さ</b>			
<input type="checkbox"/>	BH44	440 mm, For Effective Back Height 440 - 500 mm <b>440 mm, 使用可能なバックレスト高 440 - 500mm</b>	-
<input type="checkbox"/>	BH50	440 mm, For Effective Back Height 500 - 560 mm <b>440 mm, 使用可能なバックレスト高 500 - 560mm</b>	-
<input type="checkbox"/>	BH56	440 mm, For Effective Back Height 560 - 620 mm <b>440 mm, 使用可能なバックレスト高 560 - 620mm</b>	-

C - SEDEO PRO Back Cushion		C- SEDEOプロ バッククッション	
<input type="checkbox"/>	QML030116	SEDEO PRO, Back Cushion, Flexible, Deep Contour, Active, Adjustable Straps(3) <b>SEDEOプロ, バッククッション, フレキシブル, ディープコントウア, アクティブ, ストラップ調整式(3)</b>	78,000
<input type="checkbox"/>	QML030117	SEDEO PRO, Back Cushion, Flexible, Extra Deep Contour, Active, Adjustable Straps(3) <b>SEDEOプロ, バッククッション, フレキシブル, エクストラ ディープコントウア, アクティブ, ストラップ調整式(3)</b>	78,000

C - SEDEO PRO Back Cushion Cover		C- SEDEOプロ バッククッション カバー	
<input type="checkbox"/>	QML030108	Back Cushion Cover, Comfort <b>バッククッションカバー, コンフォート</b>	12,000

④『B - SEDEOライト バッククッション(前頁)』から『C- SEDEOプロ バッククッション カバー』までの注意点

- (3) Not available with Flip back armrests (QML040039) or Flip back reclining armrests (QML040123)
- (3) アームレストフリップバック (QML040039) または アームレストリクライニングフリップバック (QML040123) と併用不可

ここより下のセクションは、下記 ⑤『ヘッドレストパッド(長さ×高さ)』から『F- 標準シートサイズ - シートクッション幅』までの注意点を参照ください。

Headrest Pads		ヘッドレストパッド(長さ×高さ)	
<input type="checkbox"/>	WHT030430	SEDEO, Headrest Pad, Small, (LxH) 240 x 150 mm (2) <b>SEDEOヘッドレストパッド, スモール, (長さ×高さ) 240 x 150 mm (2)</b>	-
<input type="checkbox"/>	QML030431	SEDEO, Headrest Pad, Small, W/Cover, (LxH) 240 x 150 mm (2) <b>SEDEOヘッドレストパッド, スモール, カバー付き, (長さ×高さ) 240 x 150 mm (2)</b>	-
<input type="checkbox"/>	WHT030432	SEDEO, Headrest Pad, Flexible, (LxH) 240 x 150 mm (2) <b>SEDEOヘッドレストパッド, フレキシブル, (長さ×高さ) 400 x 110 mm (2)</b>	64,000
<input type="checkbox"/>	WHT030402	Whitmyer, Headrest Pad, Plush, (LxH) 254 x 127 mm(3) <b>Whitmyer, ヘッドレストパッド, ブラッシュ, (長さ×高さ) 254 x 127 mm (3)</b>	65,000
<input type="checkbox"/>	WHT030404	Whitmyer, Adjust-A-Plush, Small, 355x 76mm(3) <b>Whitmyer, ヘッドレストパッド, アジャスタ ブラッシュ, スモール, (長さ×高さ) 355 x 76 mm (3)</b>	83,000

Headrest Mounts		ヘッドレストマウント	
<input type="checkbox"/>	QML030433	SEDEO, Headrest Mount <b>SEDEOヘッドレストマウント ■ヘッドサポートベース マルチタイプ</b>	29,500
<input type="checkbox"/>	QML030434	SEDEO, Headrest Mount, With Quick Release <b>SEDEOヘッドレストマウント, クイックリリース ■ヘッドサポートベース マルチタイプ</b>	29,500
<input type="checkbox"/>	WHT030408	Whitmyer, Headrest Mount, LINX <sup>2</sup> <b>Whitmyer ヘッドレストマウント, リンクス<sup>2</sup></b>	74,000
<input type="checkbox"/>	WHT030409	Whitmyer, Headrest Mount, AXYS <b>Whitmyer ヘッドレストマウント, アクシス</b>	36,000

Headrest Receiver		ヘッドレストレシーバー	
<input type="checkbox"/>	QML030120	Headrest Receiver, Backrest Frame Mount <b>ヘッドレストレシーバー, バックレストフレームマウント</b>	-
<input type="checkbox"/>	QML030119	Headrest Receiver, Back Cushion Mount <b>ヘッドレストレシーバー, バッククッションマウント</b>	-

Seat Rail		シートレール	
<input type="checkbox"/>	QML020123	Seat Rail, Short, Seat Depth 410 - 485 mm <b>シートレール, ショート, シート奥行き 410 - 485 mm用 ■シート 奥行調整</b>	18,500
<input type="checkbox"/>	QML020124	Seat Rail, Long, For Seat Depth 510 - 560 mm <b>シートレール, ロング, シート奥行き 510 - 560 mm用 ■シート 奥行調整</b>	18,500

Seat Cushion Type シートクッションタイプ			
<b>Standard (See Section F) 標準(セクションF参照)</b>			
<input type="checkbox"/>	QML020098	Seat Cushion, Standard, Height 50 mm	シートクッション, 標準、高さ50mm ■クッション 平面形状型 滑り止め加工 16,550
<b>SEDEO (See Section G) SEDEO(セクションG参照)</b>			
<input type="checkbox"/>	QML020027	SEDEO, Seat Cushion	SEDEOシートクッション -
<b>JAY (See Section H) ※JAYクッションについてはJay価格リストをご参照ください。</b>			
<b>Omit (Select Seat Width And Depth In Section F) なし(セクションFでシート幅とシート奥行きを選択してください)</b>			
<input type="checkbox"/>	QML020110	Omit Seat Cushion	シートクッションなし -

**F – Standard Seat Size F-標準シートサイズ**

Seat Cushion Width シートクッション幅			
<input type="checkbox"/>	SW385	385 mm, Comes With Cushion Size 410 mm	385 mm, クッションサイズ 410 mm -
<input type="checkbox"/>	SW41	410 mm, Comes With Cushion Size 410 mm	410 mm, クッションサイズ 410 mm -
<input type="checkbox"/>	SW435	435 mm, Comes With Cushion Size 410 mm	435 mm, クッションサイズ 410 mm -
<input type="checkbox"/>	SW46	460 mm, Comes With Cushion Size 485 mm	460 mm, クッションサイズ 485 mm -
<input type="checkbox"/>	SW485	485 mm, Comes With Cushion Size 485 mm	485 mm, クッションサイズ 485 mm -
<input type="checkbox"/>	SW51	510 mm, Comes With Cushion Size 485 mm	510 mm, クッションサイズ 485 mm -

**⑤ 『ヘッドレストパッド(長さx高さ)』から『F-標準シートサイズ-シートクッション幅』までの注意点**

- (2) Only Use With SEDEO Headrest Mount
- (2) SEDEOヘッドレストマウント専用
- (3) Only Use With Whitmyer Headrest Mount
- (3) Whitmyerヘッドレストマウント専用

**ここより下のセクションは、下記 ⑥ 『F-標準シートサイズ-シートクッション奥行き』から『H-JAYクッション』までの注意点をご参照ください。**

Seat Cushion Depth シートクッション奥行き			
<input type="checkbox"/>	SD41	410 mm, Comes With Cushion Size 500 mm	410 mm, クッションサイズ 500 mm -
<input type="checkbox"/>	SD435	435 mm, Comes With Cushion Size 500 mm	435 mm, クッションサイズ 500 mm -
<input type="checkbox"/>	SD46	460 mm, Comes With Cushion Size 500 mm	460 mm, クッションサイズ 500 mm -
<input type="checkbox"/>	SD485	485 mm, Comes With Cushion Size 500 mm	485 mm, クッションサイズ 500 mm -
<input type="checkbox"/>	SD51	510 mm, Comes With Cushion Size 500 mm	510 mm, クッションサイズ 500 mm -
<input type="checkbox"/>	SD535	535 mm, Comes With Cushion Size 500 mm (1)	535 mm, クッションサイズ 500 mm (1) -
<input type="checkbox"/>	SD56	560 mm, Comes With Cushion Size 500 mm (1)	560 mm, クッションサイズ 500 mm (1) -

**G – SEDEO Seat Size G-SEDEOシートサイズ**

Seat Cushion Width シートクッション幅			
<input type="checkbox"/>	SW38	380 mm, For Effective Seat Width 385 mm	380 mm, シート幅 385 mm用 -
<input type="checkbox"/>	SW40	400 mm, For Effective Seat Width 410 mm (2)	400 mm, シート幅 410 mm用 (2) -
<input type="checkbox"/>	SW44	440 mm, For Effective Seat Width 435 mm (2)	440 mm, シート幅 435 mm用 (2) -
<input type="checkbox"/>	SW46	460 mm, For Effective Seat Width 460 mm	460 mm, シート幅 460 mm用 -
<input type="checkbox"/>	SW48	480 mm, For Effective Seat Width 485 mm (2)	480 mm, シート幅 485 mm用 (2) -
<input type="checkbox"/>	SW50	500 mm, For Effective Seat Width 510 mm	500 mm, シート幅 510 mm用 -

Seat Cushion Depth シートクッション奥行き			
<input type="checkbox"/>	SD41	410 mm, Comes With Cushion Size 500 mm	410 mm, クッションサイズ 500 mm -
<input type="checkbox"/>	SD435	435 mm, Comes With Cushion Size 500 mm	435 mm, クッションサイズ 500 mm -
<input type="checkbox"/>	SD46	460 mm, Comes With Cushion Size 500 mm	460 mm, クッションサイズ 500 mm -
<input type="checkbox"/>	SD485	485 mm, Comes With Cushion Size 560 mm	485 mm, クッションサイズ 560 mm -
<input type="checkbox"/>	SD51	510 mm, Comes With Cushion Size 560 mm	510 mm, クッションサイズ 560 mm -
<input type="checkbox"/>	SD535	535 mm, Comes With Cushion Size 560 mm (1)	535 mm, クッションサイズ 560 mm (1) -
<input type="checkbox"/>	SD56	560 mm, Comes With Cushion Size 560 mm (1)	560 mm, クッションサイズ 560 mm (1) -

**G – SEDEO Seat Cushions G-SEDEOシートクッション**

<input type="checkbox"/>	QML020073	SEDEO, Seat Cushion, Profiled, Height 70 mm	SEDEOシートクッション, ローコントゥア, 高さ70mm 56,000
<input type="checkbox"/>	QML020076	SEDEO, Seat Cushion, Support Memory, Height 90 mm	SEDEOシートクッション, サポート, 高さ90mm 72,000

**G – SEDEO Seat Cushion Cover G-SEDEOシートクッションカバー**

<input type="checkbox"/>	QML020518	Seat Cushion Cover, Incontinence Protection	シートクッションカバー, インコンチネンス(失禁)対応 -
<input type="checkbox"/>	QML020080	Seat Cushion Cover, Comfort	シートクッションカバー, コンフォート 12,000

**G – SEDEO Seat Boards G-SEDEOシートボード**

<input type="checkbox"/>	QML020082	SEDEO, Seat Board, Flat, Depth-Adjustable, Cushions Guide At Rear	SEDEOシートボード, フラット, 奥行き調整式, 後方クッションガイド ■座板 5,000
--------------------------	-----------	---	---

**H – JAY Seat Cushions H-JAYクッション**

※価格はJay オーダーフォーム参照。必ずJay オーダーフォームを添付してください。

**⑥ 『F-標準シートサイズ-シートクッション奥行き』から『H-JAYクッション』までの注意点**

- (1) Not With B - SEDEO LITE Back cushions QML030130-QML030133
- (1) QML030130~QML030133 B-SEDEOライトバッククッションと併用不可
- (2) Not With QML020076 Or QML020078
- (2) QML020076 または QML020078 と併用不可

ここより下のセクションは、次頁 ⑦『大腿サポート』から『アームパッド - コンフォートアームパッド(次頁)』までの注意点を参照ください。

Thigh Supports (3) 大腿サポート(3)			
<input type="checkbox"/>	QML020113	Thigh Support, Lateral, Small, 120 x 120 mm, Removable, Right 大腿ラテラルサポート(スモール) 120x120mm, 着脱式, 右側	29,000
<input type="checkbox"/>	QML020114	Thigh Support, Lateral, Small, 120 x 120 mm, Removable, Left 大腿ラテラルサポート(スモール) 120 x 120 mm, 着脱式, 左側	29,000
<input type="checkbox"/>	QML020121	Thigh Support, Lateral, Large, 180 x 120 mm, Removable, Right 大腿ラテラルサポート(ラージ) 180 x 120 mm, 着脱式, 右側	34,000
<input type="checkbox"/>	QML020122	Thigh Support, Lateral, Large, 180 x 120 mm, Removable, Left 大腿ラテラルサポート(ラージ) 180 x 120 mm, 着脱式, 左側	34,000

Knee Supports ニー(膝)サポート			
<input type="checkbox"/>	QML020342	Knee Support, Lateral, Small, 120x120, Swing-Away Right ニー(膝)サポート, 側方, スモール 120x120, スイングアウェイ 右	37,000
<input type="checkbox"/>	QML020341	Knee Support, Lateral, Small, 120x120, Swing-Away Left ニー(膝)サポート, 側方, スモール 120x120, スイングアウェイ 左	37,000

Armrest Types アームレストタイプ			
<input type="checkbox"/>	QML040039	Armrest, Flip Back (8) アームレスト, フリップバック(8) ■アームサポート(片側) フレーム一体型 跳ね上げ式 高さ調整・角度調整・幅広	43,800
<input type="checkbox"/>	QML040123	アームレスト, リクライニング, フリップバック(8) ■アームサポート(片側) フレーム一体型 跳ね上げ式 高さ調整・角度調整・幅広	124,000
<input type="checkbox"/>	QML040022	Armrest, Single Post, SEDEO LITE (2) (3) Not With Tray Table, Not With Special Controls アームレスト, シングルポスト, SEDEOライト (2) (3) トレイテーブル, 特殊コントロールと併用不可 ■アームサポート(片側) フレーム一体型 着脱式 高さ調整・幅広	43,400
<input type="checkbox"/>	QML040021	Armrest, Single Post, Removable (2) (5) (6) アームレスト, シングルポスト, 着脱式 (2) (5) (6) ■アームサポート(片側) フレーム一体型 着脱式 高さ調整・角度調整・幅広	43,400
<input type="checkbox"/>	QML040019	アームレスト, シングルポスト, フリップバック(2) (5) (6) ■アームサポート(片側) フレーム一体型 跳ね上げ式 高さ調整・角度調整・幅広	43,800

Arm Pads アームパッド			
<input type="checkbox"/>	QML040040	Arm Pad, Integral Foam, 380 mm, Right フォーム アームパッド, 380mm長, 幅60mm 右	-
<input type="checkbox"/>	QML040041	Arm Pad, Integral Foam, 380 mm, Left フォーム アームパッド, 380mm長, 幅60mm 左	-
<input type="checkbox"/>	QML040025	Arm Pad, Integral Foam, 400 mm, Right (7) フォーム アームパッド, 400mm長, 最大幅85mm 右(7)	-
<input type="checkbox"/>	QML040026	Arm Pad, Integral Foam, 400 mm, Left (7) フォーム アームパッド, 400mm長, 最大幅85mm 左(7)	-

Comfort Arm Pads コンフォートアームパッド			
<input type="checkbox"/>	QML040204	Comfort, Padded, PU Coated, 400 mm, Right コンフォート・アームパッド, パッド付き, PUコーティング, 400mm長, 幅85mm 右	13,000
<input type="checkbox"/>	QML040203	Comfort, Padded, PU Coated, 400 mm, Left コンフォート・アームパッド, パッド付き, PUコーティング, 400mm長, 幅85mm 左	13,000

⑦『大腿サポート(前頁)』から『アームパッド - コンフォートアームパッド』までの注意点

- (2) Integral Side Guard Included
- (2) サイドガード インテグラルが含まれる
- (3) QML40040/41 Arm pad, Integral Foam 380 mm, Right/Left Included
- (3) QML40040/41 フォーム アームパッド, 380mm長, 右/左が含まれる
- (5) Not With QML40040/41 Arm pad, Integral Foam 380 mm, Right/Left; Not With Seat To Floor Height 410 mm (SH41)
- (5) QML40040/41 フォーム アームパッド, 380mm長, 右/左と併用不可; シート高410mm (SH41)と併用不可
- (6) Only Available With Option QML110056
- (6) QML110056オプション専用
- (7) Only Available With Option QML040039 & QML040123
- (7) QML040039 & QML040123オプション専用
- (8) Not available with SEDEO PRO Flexi backrest (QML030104) at SW38- SW46
- (8) SW38- SW46設定時, SEDEOプロフレキシブルバックレスト (QML030104)と併用不可

ここより下のセクションは、下記 ⑧『アームパッド - ヘミアームパッド』から『SEDEOプロ スイングアウェイレッグレスト』までの注意点を参照ください。

Hemiplegia Arm Pads ヘミアームパッド			
<input type="checkbox"/>	QML040031	Arm Pad, Hemiplegia, Integral Foam, Right ヘミフォーム アームパッド 右 Not With QML110052 Joystick Mount, Right, QML090040 Tray Table, Swing Away, QML090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away, QML090110 Rear View Mirror, Right; not with QML110362 Hand Control Mounting Location Right; not with QML110119/ QML110123 OMNI2 Module Mount Right QML110052 ジョイスティック取付位置, 右, QML090040 幅調整式スイングアウェイトレイテーブル, QML090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away, QML090110 バックミラー, 右; QML110362 ハンドコントロール取付位置, 右; QML110119/ QML110123 OMNI2モジュール取付, 右 と併用不可	32,000
<input type="checkbox"/>	QML040032	Arm Pad, Hemiplegia, Integral Foam, Left ヘミフォーム アームパッド 左 Not With QML110053 Joystick Mount, Right, QML090040 Tray Table, Swing Away, QML090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away, QML090118 Rear View Mirror, Left; not with QML110361 Hand Control Mounting Location Left; not with QML110120/ QML110124 OMNI2 Module Mount Left QML110053 ジョイスティック取付位置, 左, QML090040 幅調整式スイングアウェイトレイテーブル, QML090046 Tray Table, Half-Side, Swing Away, QML090118 バックミラー, 左; QML110361 ハンドコントロール取付位置, 左; QML110120/ QML110124 OMNI2モジュール取付, 左 と併用不可	32,000

Side Guards サイドガード			
<input type="checkbox"/>	QML040033	Side Guard (2) (3) サイドガード (2) (3)	-
<input type="checkbox"/>	QML040034	Side Guard, Integral Foam (1) (3) サイドガード, フォーム (1) (3)	11,000
<input type="checkbox"/>	QML040035	Side Guard, Wedge Shaped, Padded (3) (4) サイドガード, ウェッジ形, パッド付き (3) (4)	32,000

Centre Mount Legrest センターマウントレッグレスト			
<input type="checkbox"/>	QML050086	Centre Mount Legrest, Tool Adjustable, With Flip Up And Angle-Adjustable Footboard (5) ■フットサポート セパレート式(標準) 前後調整・角度調整・金属製	18,200
センターマウントレッグレスト, 工具調節式, フリップアップ&角度調節式フットボード (5)			

Pad Options パッドオプション			
<input type="checkbox"/>	QML050087	Centre Calf Support, Integral Foam センター・カーフサポート(フォーム)	-
<input type="checkbox"/>	QML050092	Calf Pad, Integral Foam, Pair カーフパッド(フォーム) 1組 ★21505678	22,700

Power Centre Mount Legrest 電動センターマウントレッグレスト			
<input type="checkbox"/>	QML050076	Centre Mount Legrest, Powered, 90° - 180° 電動センターマウント・レッグレスト, 90° ~ 180° ★PWELR CM	292,900

Footplates フットプレート			
<input type="checkbox"/>	QML050072	Footplate, Dual, Height&Angle-Adjustable, 260x150mm フットプレート, デュアル, 高さ角度調節式, 260mm長 x150mm	-

Pad Options パッドオプション			
<input type="checkbox"/>	QML050092	Calf Pad, Integral Foam, Pair カーフパッド(フォーム) 1組 ★21505678	22,700

SEDEO LITE Swing Away Legrest SEDEOライト スイング アウェイレッグレスト			
<input type="checkbox"/>	QML050100	SEDEO LITE, Legrest, 70°, Swing Away SEDEO ライト, レッグレスト, 70° ■開閉・着脱式, フットサポートセパレート式(標準) 角度調整・ヒールループ付	25,100
<input type="checkbox"/>	QML050105	SEDEO LITE, Manual Elevating, Swing Away SEDEO ライト, レッグレスト, 手動エレベーターティング, スイングアウェイ	74,000
<input type="checkbox"/>	QML050000	Omit Legrest レッグレストなし	-

Amputee Support 切断者用サポート			
<input type="checkbox"/>	QML050142	Amputee Support, Integral Foam, Right 切断者用サポート, パッド付き, 右	24,000
<input type="checkbox"/>	QML050143	Amputee Support, Integral Foam, Left 切断者用サポート, パッド付き, 左	24,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。  
 サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp  
 7 / 20 ページ

**UNI Swing Away Legrest UNIスイングアウェイ レッグレスト**

<input type="checkbox"/>	QML050115	Legrest, UNI, 80°, Swing Away	レッグレスト,UNI, 80	■開閉・着脱式、フットサポートセパレート式(標準)角度調整・ヒールループ付	53,000
--------------------------	-----------	-------------------------------	----------------	---------------------------------------	--------

★=完成用部品認定製品

**SEDEO PRO Swing Away Legrest SEDEOプロ スイングアウェイ レッグレスト**

<input type="checkbox"/>	QML050015	SEDEO PRO, Legrest, 70°, Swing Away	SEDEOプロ, レッグレスト, 70	■開閉・着脱式	32,000
<input type="checkbox"/>	QML050016	SEDEO PRO, Manual Elevating, Swing Away	SEDEOプロ, レッグレスト, 手動エレベーター	スイングアウェイ	67,000
<input type="checkbox"/>	QML050017	SEDEO PRO, Power Elevating, Swing Away	SEDEOプロ, レッグレスト, 電動エレベーター	スイングアウェイ ★2250522	215,300

**Footplates フットプレート**

<input type="checkbox"/>	QML050088	Footplate, For Seat Width 385 - 400 mm	フットプレート, シート幅 385 - 400 mm用	■フットサポートセパレート式(標準)角度調整	-
<input type="checkbox"/>	QML050089	Footplate, For Seat Width 420 - 460 mm	フットプレート, シート幅 420 - 460 mm用	■フットサポートセパレート式(標準)角度調整	-
<input type="checkbox"/>	QML050090	Footplate, For Seat Width 480 - 520 mm	フットプレート, シート幅 480 - 520 mm用	■フットサポートセパレート式(標準)角度調整	-
<input type="checkbox"/>	QML050081	Footplates, Coupled (1)	フットプレート, 左右一体型 (1)		19,000

**Hanger Receivers**

**ハンガーレシーバー**

<input type="checkbox"/>	QML050170	SEDEO PRO, Hanger Receivers, High, For Seat Cushion Thickness 70 mm And Higher	SEDEOプロ ハンガーレシーバー, ハイ, クッション高さ70mm以上用		-
<input type="checkbox"/>	QML050171	SEDEO PRO, Hanger Receivers, Low, For Seat Cushion Thickness 50 mm And Lower	SEDEOプロ ハンガーレシーバー, ロウ, クッション高さ50mm以下用		-

**Support Options サポートオプション**

<input type="checkbox"/>	QML050082	Calf Support, Integral Foam, Depth-Adjustable, Pair	カーフサポート(フォーム) 奥行き調整 (1組)		19,000
<input type="checkbox"/>	QML050083	Calf Support, Padded, Depth-Adjustable, Pair	カーフサポート, パッド付き, 奥行き調整 (1組)		19,000
<input type="checkbox"/>	QML050084	Heel Loop	ヒールループ		-
<input type="checkbox"/>	QML050085	Calf Strap (1)	カーフストラップ (1)		-
<input type="checkbox"/>	QML050200	Knee Pad, Integral Foam	膝パッド (フォーム)		23,000

**⑧ 『アームパッド - ヘミアームパッド』から『SEDEOプロ スイングアウェイ レッグレスト』までの注意点**

- (1) Seat Width -20mm. Not With QML040123 Armrest, Reclining, Flip Back
- (2) Only available with QML040039 & QML040123
- (3) Not With QML040022 Armrest, Single Post, SEDEO LITE
- (4) Seat Width -80mm. Only With QML040021 Armrest Single Post, Removable
- (5) In Combination With Lift Or Tilt, Choose QML050087 Centre Calf Support Integral Foam Or QML050092 Calf pad integral Foam, Pair
- (6) リフトまたはティルトと併用する場合、QML050087 センター・カーフサポート(フォーム)、またはQML050092 カーフパッド(フォーム) 1組を選択してください。

**ここより下のセクションは、下記 ⑨ 『ポジショニング サポート & アクセサリー』から『ジョイスティック ノブ』までの注意点を参照ください。**

**Positioning Supports & Accessories ポジショニング サポート & アクセサリー**

<input type="checkbox"/>	QML090128	Positioning Belt, Carseat Buckle, Short, 50 x 1700mm	ポジショニング・ベルト, カーシートバックル, ショート, 50x1700mm		-
<input type="checkbox"/>	QML090123	Seat Rail Mounting Brackets For Positioning Belt	ポジショニング・ベルト用シートレール取付金具(マウント・ブラケット)		-
<input type="checkbox"/>	JAY090100	JAY Standard 2-Point Pelvic Belt, Side Release Buckle, Pad 190 x 40 mm	JAY 標準 2ポイント骨盤ベルト(サイドリリース・バックル) パッドサイズ 190 x 40 mm		19,000
<input type="checkbox"/>	JAY090101	JAY Standard 2-Point Pelvic Belt, Side Release Buckle, Pad 240 x 40 mm	JAY 標準 2ポイント骨盤ベルト(サイドリリース・バックル) パッドサイズ 240 x 40 mm		19,000
<input type="checkbox"/>	JAY090077	JAY Medial 4-Point Pelvic Belt, Push Button Buckle, Pad 140 x 40 mm	JAY 4ポイント骨盤ベルト(プッシュボタン・バックル) パッドサイズ 140 x 40 mm		28,000
<input type="checkbox"/>	JAY090102	JAY V-Contour Pelvic Belt, Side Release Buckle, Pad Medium	JAY 4ポイント V-コントゥア骨盤ベルト(サイドリリース・バックル) ミディアム・パッド		30,000
<input type="checkbox"/>	QML090110	Rear View Mirror, Right (2)	バックミラー, 右 (2)		15,000
<input type="checkbox"/>	QML090118	Rear View Mirror, Left (2)	バックミラー, 左 (2)		15,000
<input type="checkbox"/>	QML090009	Crutch Holder (3)	クラッチホルダー (3)		15,000
<input type="checkbox"/>	QML030605	Abduction Pommel (4)	内転防止ポメル (4)		34,000

**Tray Table (Mounted Opposite Joystick) テーブルトレイ (ジョイスティックの反対側に取付られます)**

<input type="checkbox"/>	QML090124	Tray Table, Swing Away	スイングアウェイ トレイテーブル		32,000
<input type="checkbox"/>	QML090040	Tray Table, Width-Adjustable, Swing Away	幅調整式スイングアウェイ トレイテーブル		43,000

**Remote Joystick - VR2 VR2リモート ジョイスティック**

<input type="checkbox"/>	QML110036	Remote Joystick, VR2	VR2リモート・ジョイスティック		-
<input type="checkbox"/>	QML110037	Remote Joystick, VR2, 2 Actuators	VR2リモート・ジョイスティック(2アクチュエーター用)		-
<input type="checkbox"/>	QML110040	Remote Joystick, VR2, 2 Actuators And Lights	VR2リモート・ジョイスティック (2アクチュエーター及びライト用)		22,000

**Joystick Mounting ジョイスティック取付**

<input type="checkbox"/>	QML110050	Joystick Mounting, Fixed	ジョイスティック取付, 固定	*シングルポスト着脱式、フリップバックは選択不可	-
<input type="checkbox"/>	QML110082	Joystick Mounting, Parallel, Swing Away (6)	ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ (6)	■手動スイングアーム *シングルポスト着脱式、フリップバックは選	10,600
<input type="checkbox"/>	QML110056	Joystick Mnt, Parallel, Swing Away, Capsulated (6)	ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ, マルチポジション (6)	■手動スイングアーム	36,000

**Joystick Mounting Location ジョイスティック取付位置**

<input type="checkbox"/>	QML110052	Joystick Mounting Location, Right	ジョイスティック取付位置, 右		-
<input type="checkbox"/>	QML110053	Joystick Mounting Location, Left	ジョイスティック取付位置, 左		-



Joystick Knobs (Optional)		ジョイスティックノブ (オプション)			
<input type="checkbox"/>	QML090505	Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm	ジョイスティックノブ, ゴルフボール, Ø 42 mm	■レバーノブ (球ノブ)	7,500
<input type="checkbox"/>	QML090506	Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide	ジョイスティックノブ, T-バー, 82 mm 幅	■レバーノブ (T字ノブ)	10,500
<input type="checkbox"/>	QML090507	Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm	ジョイスティックノブ, ソフトボール, Ø 70 mm	■レバーノブ (球ノブ)	7,500
<input type="checkbox"/>	QML090508	Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm	ジョイスティックノブ, ボール, Ø 35 mm	■レバーノブ (球ノブ)	7,500
<input type="checkbox"/>	QML090045	Joystick Knob, Allround, Ball, Ø 48 mm	ジョイスティックノブ, オールラウンドボール, Ø 48 mm	■レバーノブ (球ノブ)	7,500
<input type="checkbox"/>	QML090509	Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm	ジョイスティックノブ, チンカップ Ø 37 mm	■レバーノブ (極小ノブ)	10,500
<input type="checkbox"/>	QML090512	Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm	ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm	■レバーノブ (太長ノブ)	10,500
<input type="checkbox"/>	QML090511	Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm	ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm	■レバーノブ (こけしノブ)	7,500

⑨ 『SEDEOプロスイングアウェイレグレスト- 切断者用サポート』から『ジョイスティックノブ』までの注意点

- |   |   |
|---|---|
| <p>(2) Not in combination with Same Entry Side QML090040 Tray Table<br/> (2) QML090040 幅調節式スイングアウェイ-トレイテーブル使用時に同じ側で同時使用は不可<br/> (3) Not With QML030148 Backrest, Manual Recline, Attendant Operated Only, 85° - 120° &amp; QML030149 Backrest, Powered Recline, 85° - 120<br/> (3) QML030148 85°~120°手動リクライニングバックレスト(介助者操作のみ) &amp; QML030149 85°~120°電動リクライニングバックレストとの併用不可</p> | <p>(4) Not With Power Centremount legrest<br/> (4) 電動センターマウント・レグレストとの併用不可<br/> (5) Not with QML040022 Armrest Single Post SEDEO LITE<br/> (6) QML040022 アームレスト, シングルポスト, SEDEOライト用と併用不可</p> |
|---|---|

ここより下のセクションは、下記 ⑩ 『VR2エレクトロニックプログラマー』から『ジョイスティックノブ(商品番号:QML090506)(次頁)』までの注意点をご参照ください。

Electronic Programmers – VR2		VR2エレクトロニックプログラマー		
<input type="checkbox"/>	QML090065	Mobility Programmer With Dongle, VR2	VR2モビリティ・プログラマー、ドングル付き	97,000

Power Module – VR2		VR2パワーモジュール		
<input type="checkbox"/>	QML110001	Power Module, VR2, 70 A (1)	VR2パワーモジュール, 70 A (1)	-
<input type="checkbox"/>	QML110002	Power Module, VR2, 90 A (2)	VR2パワーモジュール, 90 A (2)	43,000

Lighting Module – VR2		VR2ライティングモジュール		
<input type="checkbox"/>	QML110030	Lighting Module, VR2 (3)	VR2ライティング・モジュール (3)	35,000

Attendant Controls 介助者用コントロール			
<input type="checkbox"/>	QML110021	Attendant Control, Dual 介助者用コントロール, デュアル	87,000
<input type="checkbox"/>	QML110020	Joystick Mounted As Attendant Control (4) 介助者用コントロールとしてジョイスティックを装着 (4)	31,000

Attendant Mounting Location 介助者用コントロール取付位置			
<input type="checkbox"/>	QML110025	Attendant Mounting Location, Right 介助者用コントロール取付位置, 右	-
<input type="checkbox"/>	QML110026	Attendant Mounting Location, Left 介助者用コントロール取付位置, 左	-

Remote Joystick – R-Net		R-net リモートジョイスティック		
<input type="checkbox"/>	QML110015	Remote Joystick, R-Net, LED, Actuators	R-Net リモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター用	-
<input type="checkbox"/>	QML110016	Remote Joystick, R-Net, LED, Actuators & Lights	R-Net リモート・ジョイスティック, LED, アクチュエーター及びライト用	-
<input type="checkbox"/>	QML110017	Remote Joystick, R-Net, Colour LCD	R-Net リモート・ジョイスティック, カラー LCD	-
<input type="checkbox"/>	QML110018	Remote Joystick, R-Net, Colour LCD, Heavy Duty (5)	R-Net リモート・ジョイスティック, カラー LCD, 高耐久性 (5)	59,000
<input type="checkbox"/>	QML110013	Remote Joystick, R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared Control Included	R-Net リモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線コントロール付き	85,000
<input type="checkbox"/>	QML110023	Remote Joystick, R-Net, High Resolution Colour LCD, Advanced, Infrared And Bluetooth Control Included	R-Net リモート・ジョイスティック, 高解像度カラー LCD, 赤外線及びBluetoothコントロール付き	109,000
<input type="checkbox"/>	QML110019	Omit Remote Joystick, R-Net	R-Net リモート・ジョイスティックなし	-

Joystick Mounting		ジョイスティック取付			
<input type="checkbox"/>	QML110050	Joystick Mounting, Fixed	ジョイスティック取付, 固定	-	
<input type="checkbox"/>	QML110082	Joystick Mounting, Parallel, Swing Away (6)	ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ (6)	■手動スイングアーム	10,600
<input type="checkbox"/>	QML110056	Joystick Mnt, Parallel, Swing Away, Capsulated (6)	ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ, マルチポジション (6)	■手動スイングアーム	36,000

Joystick Mounting Location		ジョイスティック取付位置		
<input type="checkbox"/>	QML110052	Joystick Mounting Location, Right	ジョイスティック取付位置, 右	-
<input type="checkbox"/>	QML110053	Joystick Mounting Location, Left	ジョイスティック取付位置, 左	-

Display Language Selection		ディスプレイ言語	
<input checked="" type="checkbox"/>	QML119001	English	英語

Joystick Knobs (Optional)		ジョイスティックノブ (オプション)			
<input type="checkbox"/>	QML090505	Joystick Knob, Golf Ball, Ø 42 mm	ジョイスティックノブ, ゴルフボール, Ø 42 mm	■レバーノブ (球ノブ)	7,500
<input type="checkbox"/>	QML090506	Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide	ジョイスティックノブ, T-バー, 82 mm 幅	■レバーノブ (T字ノブ)	10,500

⑩ 『VR2エレクトロニックプログラマー(前頁)』から『ジョイスティックノブ(商品番号:QML090506)』までの注意点

- |  |   |
|--|---|
| <p>(1) Only With 6 kph<br/> (1) 6km/h のみ可<br/> (2) Highly Recommended With User Weight &gt;100 kg<br/> (2) 体重100kg未満の方は、使用することを強く推奨します<br/> (3) If LED Light And Indicator Is Chosen, Then This Is Required<br/> (3) LEDライト&amp;方向指示器を選択時に必要</p> | <p>(4) Choose Also A Remote Joystick<br/> (4) リモートジョイスティックと一緒に選択してください<br/> (5) Not with any joystick knob QML090505-QML090511<br/> (5) QML090505~QML090511のジョイスティックノブと併用不可<br/> (6) Not with QML040022 Armrest, Single Post<br/> (6) QML040022 シングルポスト アームレストと併用不可</p> |
|--|---|

ここより下のセクションは、下記 ⑩ 『ジョイスティックノブ(商品番号:QML090507)』から『R-net OMNI2 インプットコントロール モジュール (商品番号: QML110117) (次頁)』までの注意点をご参照ください。

<input type="checkbox"/>	QML090507 Joystick Knob, Soft Ball, Ø 70 mm	ジョイスティックノブ, ソフトボール, Ø 70 mm	■レバーノブ(球ノブ)	7,500
<input type="checkbox"/>	QML090508 Joystick Knob, Ball, Ø 35 mm	ジョイスティックノブ, ボール, Ø 35 mm	■レバーノブ(球ノブ)	7,500
<input type="checkbox"/>	QML090045 Joystick Knob, Allround, Ball, Ø 48 mm	ジョイスティックノブ, オールラウンドボール, Ø 48 mm	■レバーノブ(球ノブ)	7,500
<input type="checkbox"/>	QML090509 Joystick Knob, Chin Cup, Ø 37 mm	ジョイスティックノブ, チンカップ Ø 37 mm	■レバーノブ(極小ノブ)	10,500
<input type="checkbox"/>	QML090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm	ジョイスティックノブ, スティック, 80 x 15 mm	■レバーノブ(太長ノブ)	10,500
<input type="checkbox"/>	QML090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm	ジョイスティックノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm	■レバーノブ(こけしノブ)	7,500

**Electronic Programmers – R-Net R-netエレクトロニックプログラマー**

<input type="checkbox"/>	QML090066 PC Programmer With Dongle, R-Net	R-Net エレクトロニック・プログラマー、ドングル付き		90,000
--------------------------	--	------------------------------	--	--------

**Electronic Accessories Miscellaneous エレクトロニック・アクセサリ等**

<input type="checkbox"/>		ジョイスティック プログラミング機能付き		3,000
--------------------------	--	----------------------	--	-------

**Power Modules – R-Net R-netパワーモジュール**

<input type="checkbox"/>	QML110003 Power Module, R-Net, 90 A	R-Netパワーモジュール, 90 A		-
<input type="checkbox"/>	QML110004 Power Module, R-Net, 120 A	R-Netパワーモジュール 120 A		95,000

**Seating / Lighting Module Control – R-Net R-netライティング モジュール コントロール**

<input type="checkbox"/>	QML110032 R-Netアクチュエーターコントロール&ライティング・モジュールISM-6L	*電動シーティング機能選択時必須		-
<input type="checkbox"/>	QML110157 Light Module, R-Net, ISM-L	R-net ライティング・モジュールISM-6L		73,000

**Attendant Controls 介助者用コントロール**

<input type="checkbox"/>	QML110021 Attendant Control, Dual	介助者用コントロール, デュアル		87,000
<input type="checkbox"/>	QML110020 Joystick Mounted As Attendant Control (1)	介助者用コントロールとしてジョイスティックを取付 (1)		31,000

**Attendant Mounting Location 介助者用コントロール取付位置**

<input type="checkbox"/>	QML110025 Attendant Mounting Location, Right	介助者用コントロール取付位置, 右		-
<input type="checkbox"/>	QML110026 Attendant Mounting Location, Left	介助者用コントロール取付位置, 左		-

**Table Top Controls テーブルトップコントロール**

<input type="checkbox"/>	QML110143 Table Top Control, LCD, Centre Tray Mounted	テーブルトップ・コントロール, LCD, センタートレイ マウント(取付)		251,000
--------------------------	---	---------------------------------------	--	---------

**Tray Table Mounting Location テーブルトップコントロール取付位置**

<input type="checkbox"/>	QML110080 Tray Table Mounting Location, Left	テーブルトップ・コントロール取付位置, 左		-
<input type="checkbox"/>	QML110081 Tray Table Mounting Location, Right	テーブルトップ・コントロール取付位置, 右		-

**Joystick / Electronics ジョイスティック / エレクトロニクス**

**#1 Ctrl+5 Switch Box Options #1 Ctrl+5 スイッチボックス オプション**

<input type="checkbox"/>	QML110043 #1 Ctrl+5 Switch Box With Free Assignable Functions	#1 Ctrl+5 スイッチボックス, 自由割り当て機能付き		229,000
--------------------------	---	--------------------------------	--	---------

**#1 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location #1 Ctrl+5 スイッチボックス 取付位置**

<input type="checkbox"/>	QML110180 #1 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location, Behind Joystick (3)	#1 Ctrl+5 スイッチボックス取付位置, ジョイスティック裏側 (3)		-
<input type="checkbox"/>	QML110181 #1 Ctrl+5 Switch Box Mounting Location, Opposite Joystick	#1 Ctrl+5 スイッチボックス取付位置, ジョイスティックの反対側		-

**#1 Ctrl+5 Switch Type #1 Ctrl+5 スイッチタイプ**

<input type="checkbox"/>	QML110175 #1 Ctrl+5 Switch Type With Push Buttons	#1 Ctrl+5 スイッチタイプ・プッシュボタン		-
<input type="checkbox"/>	QML110176 #1 Ctrl+5 Switch Type With Toggle Switches	#1 Ctrl+5 スイッチタイプ・トグルスイッチ		-

**Special Controls 特殊コントロール**

**OMNI2 Input Control Module – R-Net (3) R-net OMNI2 インプットコントロール モジュール (3)**

<input type="checkbox"/>	QML110116 OMNI2 Input Control Module, R-Net, Infrared (2)	R-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール 赤外線機能付(2)		387,000
<input type="checkbox"/>	QML110117 OMNI2 Input Control Module, R-Net, Scanning Mode, Bluetooth, Infrared (4)	R-Net OMNI2インプット・コントロール・モジュール スキャンモード, Bluetooth, 赤外線機能付 (4)		498,000
<input type="checkbox"/>	QML110008 Programming Service Not Discountable	プログラムサービス ※割引除外		91,000

⑩ 『ジョイスティックノブ(商品番号:QML090507) (前頁)』から『R-net OMNI2 インプットコントロール モジュール(商品番号: QML110117)』までの注意点

- (1) Choose Also A Remote Joystick
- (1) リモートジョイスティックを一緒に選択してください
- (2) Not Possible With QML110056 Joystick Mounting, Parallel Swing Away, Capsulated
- (2) QML110056 ジョイスティック取付, パラレル, スイングアウェイ, マルチポジションと併用不可
- (3) Choose OMNI2 Mount And Input Device in Sections Below And Choose Switches in Section H
- (3) 下記セクションよりOMNI2取付とインプットデバイス、セクションHよりスイッチを選択してください
- (4) Remote Full VGA Display With Infrared, Separate Input Box With Bluetooth, USB Charger And Speaker
- (4) リモート・フルVGAディスプレイ, 赤外線, 個別のインプットボックス(Bluetooth, USB充電器及びスピーカー付き)

ここより下のセクションは、下記 ⑪ 『R-net OMNI2 インプットコントロール モジュール(商品番号: QML110118)』から『ハンドコントロール』までの注意点をご参照ください。

**OMNI2 Module Mount OMNI2モジュール マウント**

<input type="checkbox"/>	QML110119 OMNI2 Module, Fixed Mount, Right	OMNI2モジュール取付, 固定, 右		-
<input type="checkbox"/>	QML110120 OMNI2 Module, Fixed Mount, Left	OMNI2モジュール取付, 固定, 左		-
<input type="checkbox"/>	QML110123 OMNI2 Module, Swing Away Mount, Right	OMNI2モジュール取付, スイングアウェイ, 右		41,000
<input type="checkbox"/>	QML110124 OMNI2 Module, Swing Away Mount, Left	OMNI2モジュール取付, スイングアウェイ, 左		41,000

## Hand Control (1) ハンドコントロール (1)

Proportional Input Devices プロポーションナル インプット デバイス			
<input type="checkbox"/>	QML110301 Hand Control, Switch-It MicroGuide	ハンドコントロール, Switch-It マイクロガイド	547,000
<input type="checkbox"/>	QML110304 Hand Control, Switch-It VersaGuide	ハンドコントロール, Switch-It パーサガイド	463,000
<input type="checkbox"/>	QML110305 Hand Control, Switch-It VersaGuide EZ (3)	ハンドコントロール, Switch-It パーサガイド EZ (3)	495,000
<input type="checkbox"/>	QML110306 Hand Control, Allround Joystick	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック	677,000
<input type="checkbox"/>	QML110307 Hand Control, Allround Joystick Light (4)	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト(4)	721,000
<input type="checkbox"/>	QML110308 Hand Control, Allround Joystick Heavy Duty	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック高耐久性	938,000
<input type="checkbox"/>	QML110309 Hand Control, R-Net Bus Enabled (5)	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック, R-Net バス付 (5)	678,000
<input type="checkbox"/>	QML110310 Hand Control, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled (5)	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト R-Net バス付き (5)	721,000
<input type="checkbox"/>	QML110311 Hand Control, Allround Joystick Heavy Duty, R-Net Bus Enabled (5)	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・高耐久性, R-Net バス付き (5)	938,000

Proportional Input Devices, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology)			
プロポーションナル インプット デバイス 価格にはOMNI2 モジュールとトラクションシステム (ジャイロテクノロジー)が含まれます。 OMNI2 Module Not Required, Obligated To Have Master R-Net Module OMNI2モジュール不要。マスターR-Netモジュールは必須。			
<input type="checkbox"/>	QML110044 Hand Control, Switch-It MicroGuide	ハンドコントロール, Switch-It マイクロガイド	
<input type="checkbox"/>	QML110047 Hand Control, Switch-It VersaGuide	ハンドコントロール, Switch-It パーサガイド	
<input type="checkbox"/>	QML110048 Hand Control, Switch-It VersaGuide EZ (3)	ハンドコントロール, Switch-It パーサガイド EZ (3)	
<input type="checkbox"/>	QML110049 Hand Control, Allround Joystick	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック	
<input type="checkbox"/>	QML110059 Hand Control, Allround Joystick Light (4)	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト(4)	
<input type="checkbox"/>	QML110060 Hand Control, Allround Joystick Heavy Duty	ハンドコントロール, オールラウンド・ジョイスティック高耐久性	


## ⑫ 『R-net OMNI2 インプットコントロール モジュール(商品番号:QML110118)』から『ハンドコントロール』までの注意点

- (1) If Used With Standard Joystick Selection, It Must Be Mounted Opposite Side  
(1) 標準型ジョイスティックと併用する場合は、反対側に取り付けてください
- (2) Not With Switches On Same Side As TouchDrive 2  
(2) タッチドライブ2とスイッチは同側には取り付けられません
- (3) Not With QML090512 Joystick Knob, Stick, 80 x 15 mm, QML090511 Joystick Knob, Mushroom, Ø 45 mm, QML090506 Joystick Knob, T-Bar, 82 mm Wide  
(3) QML090512 ジョイスティック・ノブ, スティック, 80 x 15 mm, QML090511 ジョイスティック・ノブ, マッシュルーム, Ø 45 mm, QML090506 ジョイスティック・ノブ, T-バー, 82 mm 幅と併用不可
- (4) Only Use With Default Joystick Knob Or Joystick Knob, Allround, Ball Ø 48 mm  
(4) デフォルトのジョイスティック・ノブ, またはジョイスティック・ノブ, オールラウンド, ボール Ø 48 mmのみ使用可
- (5) OMNI2 Module Not Required, Obligated To Have Master R-Net Module  
(5) OMNI2 モジュールは不要, マスターR-Netモジュールは必要

## ここより下のセクションは、下記 ⑬ 『ハンドコントロール取付プラットフォーム』から『チンコントロール - プロポーションナル・インプット・デバイス』までの注意点を参照ください。

## Special Controls 特殊コントロール

## Hand Control Mounting Platforms ハンドコントロール取付プラットフォーム

<input type="checkbox"/>	QML110342 Hand Control Mounting, Link-It To The Space Disk, Hand Tray (1)	ハンドコントロール取付, Link-It でスペースディスク ハンドトレイに取付 (1)	63,000
<b>Hand Control Mounting</b> ハンドコントロール取付 			
<input type="checkbox"/>	QML110350 Hand Control Mount, Link-It To The Armrest, Fixed	ハンドコントロール取付, Link-It でアームレストに取付・固定	-
<input type="checkbox"/>	QML110353 Hand Control Mount, Link-It To The Armrest, Swing Away	ハンドコントロール取付, Link-It でアームレストに取付スイングアウェイ	-
<b>Hand Control Mounting Location</b> ハンドコントロール取付位置			
<input type="checkbox"/>	QML110362 Hand Control Mounting Location, Right	ハンドコントロール取付位置, 右	-
<input type="checkbox"/>	QML110361 Hand Control Mounting Location, Left	ハンドコントロール取付位置, 左	-

## Head Control (2) ヘッドコントロール(2)

Proportional Input Devices プロポーションナル インプット デバイス			
<input type="checkbox"/>	QML110370 Head Control, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Facial Pads	ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, フェイシャルパッド	1,221,000
<input type="checkbox"/>	QML110371 Head Control, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Spot Pads	ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, スポットパッド	1,221,000
<input type="checkbox"/>	QML110208 Head Control, Switch-It Vigo Head Drive <small>Only with headrest pad WHT030402 or WHT030403</small>	ヘッドコントロール, Switch-It ヴィーゴ 頭部走行 <small>ヘッドレストパッド WHT030402またはWHT030403との組み合わせのみ可</small>	765,000

**Proportional Input Devices, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology)**  
プロポーションナル インプット デバイス 価格にはOMNI2 モジュールとトラクションシステム (ジャイロテクノロジー)が含まれます。  
OMNI2 Module Incl. Remote Full VGA Display With Infrared, Separate Input Box With Bluetooth, USB Charger And Speaker  
OMNI2モジュール リモート・フルVGAディスプレイ,赤外線,個別のインプットボックス(Bluetooth,USB充電器及びスピーカー付き)を含む

<input type="checkbox"/>	QML110061 Head Control, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Facial Pads	ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, フェイシャルパッド	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QML110061 Head Control, Switch-It Dual Pro, 3-Way Proportional, Spot Pads	ヘッドコントロール, Switch-It デュアル・プロ, 3方向プロポーションナル, スポットパッド	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QML110210 Head Control, Switch-It Vigo Head Drive <small>Only with headrest pad WHT030402 or WHT030403</small>	ヘッドコントロール, Switch-It ヴィーゴ 頭部走行 <small>ヘッドレストパッド WHT030402またはWHT030403との組み合わせのみ可</small>	お問い合わせください

## Chin Control チンコントロール

Proportional Input Devices プロポーションナル・インプット・デバイス			
<input type="checkbox"/>	QML110470 Chin Control, Switch-It MicroGuide	チンコントロール Switch-It マイクロガイド	547,000
<input type="checkbox"/>	QML110472 Chin Control, Switch-It VersaGuide	チンコントロール, Switch-It パーサガイド	463,000
<input type="checkbox"/>	QML110473 Chin Control, Switch-It VersaGuide EZ	チンコントロール, Switch-It パーサガイド EZ	495,000
<input type="checkbox"/>	QML110474 Chin Control, Allround Joystick	チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック	678,000
<input type="checkbox"/>	QML110475 Chin Control, Allround Joystick Light	チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト	721,000
<input type="checkbox"/>	QML110476 Chin Control, Joystick, R-Net Bus Enabled (1)	チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック, R-Netバス付 (1)	678,000
<input type="checkbox"/>	QML110477 Chin Control, Allround Joystick Light, R-Net Bus Enabled (1)	チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト, R-Net バス付き (1)	721,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。  
サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

**Proportional Input Devices, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology)**

プロポーションナル インプット デバイス 価格にはOMNI2 モジュールとトラクションシステム (ジャイロテクノロジー)が含まれます。

OMNI2 Module Incl. Remote Full VGA Display With Infrared, Separate Input Box With Bluetooth, USB Charger And Speaker

OMNI2モジュール リモート・フルVGAディスプレイ、赤外線、個別のインプットボックス(Bluetooth, USB充電器及びスピーカー付き)を含む

<input type="checkbox"/>	QML110070 Chin Control, Switch-It MicroGuide	チンコントロール Switch-It マイクロガイド	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QML110072 Chin Control, Switch-It VersaGuide	チンコントロール, Switch-It バーサガイド	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QML110073 Chin Control, Switch-It VersaGuide EZ	チンコントロール, Switch-It バーサガイド EZ	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QML110074 Chin Control, Allround Joystick	チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック	お問い合わせください
<input type="checkbox"/>	QML110075 Chin Control, Allround Joystick Light	チンコントロール, オールラウンド・ジョイスティック・ライト	お問い合わせください

**⑬ 『ハンドコントロール取付プラットフォーム』から『チンコントロール - プロポーションナル・インプット・デバイス』までの注意点**

(1) Only For Micro Series Joysticks

(2) For Switch Selection See Section H. Choose A Whitmyer Headrest Mount On Previous Pages

(1) マイクロシリーズ ジョイスティック専用

(2) スイッチの選択はセクションHを参照。Whitmyerヘッドレストマウントは前ページを参照し選択してください。

ここより下のセクションは、下記 ⑭ 『チンコントロール - チンコントロール取付』から『H- スイッチ - #2 スイッチ選択(次頁)』までの注意点を参照ください。

Chin Control Mounting		チンコントロール取付	
<input type="checkbox"/>	QML110480 Mounting, Link-It To Chin Harness, Small (1)	チンコントロール取付, Link-It でチンハーネスに取付, スモール (1)	149,000
<input type="checkbox"/>	QML110483 Chin Control Mounting, Link-It To Manual Chin Boom, Backrest Mount, right	チンコントロール取付, Link-It で手動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 右	149,000
<input type="checkbox"/>	QML110484 Chin Control Mounting, Link-It To Manual Chin Boom, Backrest Mount, Left	チンコントロール取付, Link-It で手動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 左	149,000
<input type="checkbox"/>	QML110485 Chin Control Mounting, Link-It To Power Chin Boom, Backrest Mount, Right	チンコントロール取付, Link-It で電動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 右	462,000
<input type="checkbox"/>	QML110486 Chin Control Mounting, Link-It To Power Chin Boom, Backrest Mount, Left	チンコントロール取付, Link-It で電動チン・ブームに取付, バックレスト取付, 左	462,000
<input type="checkbox"/>	QML110487 Mounting, Link-It To Headrest, Swing Away, Left	チンコントロール取付, Link-It でヘッドレストに取付, スイングアウェイ, 左	149,000
<input type="checkbox"/>	QML110488 Mounting, Link-It To Headrest, Swing Away, Right	チンコントロール取付, Link-It でヘッドレストに取付, スイングアウェイ, 右	149,000
Link-It Extension Kit		Link-It 延長キット	
<input type="checkbox"/>	QML110590 Link-It Extension Kit, Base Module, 100 mm Extension Tube, 5 Cable Clips	Link-It 延長キット, ベース・モジュール, 100 mm延長チューブ, 5 ケーブル・クリップ	20,000
<input type="checkbox"/>	QML110591 Link-It Extension Kit, Base Module, 150 mm Extension Tube, 5 Cable Clips	Link-It 延長キット, ベース・モジュール, 150 mm延長チューブ, 5 ケーブル・クリップ	20,000

**Special Controls 特殊コントロール**

**H - Switches (2) H- スイッチ (2)**

**#1 Switch Selection #1スイッチ選択**

<input type="checkbox"/>	QML110611 #1 Single Switch, Ø 64 mm, Black	#1 シングルスイッチ, Ø 64 mm, ブラック	28,000
<input type="checkbox"/>	QML110612 #1 Single Switch, Ø 64 mm, Red	#1 シングルスイッチ, Ø 64 mm, レッド	28,000
<input type="checkbox"/>	QML110613 #1 Single Switch, Ø 64 mm, Green	#1 シングルスイッチ, Ø 64 mm, グリーン	28,000
<input type="checkbox"/>	QML110523 #1 Egg Switch - Black	#1 エッグスイッチ - ブラック	36,000
<input type="checkbox"/>	QML110524 #1 MicroLite Switch - Black	#1 マイクロライト・スイッチ - ブラック	51,000
<input type="checkbox"/>	QML110651 #1 Single Switch, Ø 30 mm, Black	#1 シングルスイッチ, Ø 30 mm, ブラック	28,000
<input type="checkbox"/>	QML110654 #1 Single Switch, Ø 30 mm, Blue	#1 シングルスイッチ, Ø 30 mm, ブルー	28,000
<input type="checkbox"/>	QML110653 #1 Single Switch, Ø 30 mm, Green	#1 シングルスイッチ, Ø 30 mm, グリーン	28,000
<input type="checkbox"/>	QML110652 #1 Single Switch, Ø 30 mm, Red	#1 シングルスイッチ, Ø 30 mm, レッド	28,000
<input type="checkbox"/>	QML110655 #1 Single Switch, Ø 30 mm, Yellow	#1 シングルスイッチ, Ø 30 mm, イエロー	28,000
<input type="checkbox"/>	QML110534 #1 Twister Switch - Black	#1 ツイスタースイッチ - ブラック	36,000
<input type="checkbox"/>	QML110535 #1 Twister Switch - Green	#1 ツイスタースイッチ - グリーン	36,000
<input type="checkbox"/>	QML110536 #1 Twister Switch - Red	#1 ツイスタースイッチ - レッド	36,000

**#1 Switch Mounting #1スイッチ取付**

<input type="checkbox"/>	QML110560 #1 Switch Mounting, Link-It To The Hand Control (3)	#1 スイッチ取付, Link-It でハンドコントロールに取付 (3)	54,000
<input type="checkbox"/>	QML110566 Link-It To Armrest (Opposite Site As Hand Control) (4)	#1 スイッチ取付, Link-It でアームレストに取付 (ハンドコントロールと反対側) (4)	54,000
<input type="checkbox"/>	QML110561 #1 Switch Mounting, Link-It To The Headrest	#1 スイッチ取付, Link-It でヘッドレストに取付	54,000
<input type="checkbox"/>	QML110563 #1 Switch Mounting, Link-It To The Seat Rail (5)	#1 スイッチ取付, Link-It でシートレールに取付(5)	54,000
<input type="checkbox"/>	QML110565 #1 Switch Mounting, Link-It To Chin Boom (6)	#1 スイッチ取付, Link-It でチン・ブームに取付 (6)	54,000
<input type="checkbox"/>	QML110569 #1 Omit Switch Mounting (7)	#1 スイッチ取付なし (7)	-

**#1 Switch Mounting Location #1スイッチ取付位置**

<input type="checkbox"/>	QML110572 #1 Switch Mounting Location, Right	#1 スイッチ取付位置, 右	-
<input type="checkbox"/>	QML110571 #1 Switch Mounting Location, Left	#1 スイッチ取付位置, 左	-

**#1 Satellite Switches (8) #1 サテライト スイッチ (8)**

<input type="checkbox"/>	QML110537 #1 Satellite Switch - Black	#1 サテライト・スイッチ - ブラック	36,000
<input type="checkbox"/>	QML110538 #1 Satellite Switch - Green	#1 サテライト・スイッチ - グリーン	36,000
<input type="checkbox"/>	QML110539 #1 Satellite Switch - Red	#1 サテライト・スイッチ - レッド	36,000

**#2 Switch Selection #2 スイッチ選択**

<input type="checkbox"/>	QML110631 #2 Single Switch, Ø 64 mm, Black	#2 シングルスイッチ, Ø 64 mm, ブラック	28,000
<input type="checkbox"/>	QML110632 #2 Single Switch, Ø 64 mm, Red	#2 シングルスイッチ, Ø 64 mm, レッド	28,000
<input type="checkbox"/>	QML110633 #2 Single Switch, Ø 64 mm, Green	#2 シングルスイッチ, Ø 64 mm, グリーン	28,000
<input type="checkbox"/>	QML110088 #2 Egg Switch - Black	#2 エッグスイッチ - ブラック	36,000
<input type="checkbox"/>	QML110089 #2 MicroLite Switch - Black	#2 マイクロライト・スイッチ - ブラック	51,000
<input type="checkbox"/>	QML110671 #2 Single Switch, Ø 30 mm, Black	#2 シングルスイッチ, Ø 30 mm, ブラック	28,000

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

**⑭ 『テンコントロール・テンコントロール取付(前頁)』から『H-スイッチ-#2スイッチ選択(商品番号:QML110090)』までの注意点**

- (1) If You Need Switches Mounted On The Harness, You Can Only Use Allround Joystick  
**(1) ハーネスにスイッチを取り付ける必要がある場合、オールラウンドジョイスティックのみ可**  
 (2) Select 1 Switch And Mounting Position Accordingly. For A Second Switch Please Use #2 Switch Selection Part Below. Single Function For Special Input Devices  
**(2) 第1スイッチと適切な取付位置を選択してください。第2スイッチは以下の#2スイッチ・セレクションから選択してください。特殊入力デバイスは単一機能**  
 (3) Not With HD Allround Joystick Or Space Disk Mount  
**(3) 高耐久性オールラウンドジョイスティック、またはスペース ディスク マウントと併用不可**  
 (4) Armrest Rail Mount  
**(4) アームレストレールに取付**  
 (5) Knee, If 2 Switches Selected Only Left And Right Mount  
**(5) 膝による操作。スイッチを2つ選択した場合、左右に取付のみ**  
 (6) No Left / Right Switch Selection Required  
**(6) 左右スイッチの選択は不要**  
 (7) Switches Attached Loose  
**(7) スイッチは緩めに取付。**

**ここより下のセクションは、下記 ⑮ 『H-スイッチ #2スイッチ選択(商品番号:QML110091)』から『安全装置(次頁)』までの注意点を参照ください。**

<input type="checkbox"/>	QML110674 #2 Single Switch, Ø 30 mm, Blue #2 シングルスイッチ, Ø 30 mm, ブルー	28,000
<input type="checkbox"/>	QML110673 #2 Single Switch, Ø 30 mm, Green #2 シングルスイッチ, Ø 30 mm, グリーン	28,000
<input type="checkbox"/>	QML110672 #2 Single Switch, Ø 30 mm, Red #2 シングルスイッチ, Ø 30 mm, レッド	28,000
<input type="checkbox"/>	QML110675 #2 Single Switch, Ø 30 mm, Yellow #2 シングルスイッチ, Ø 30 mm, イエロー	28,000
<input type="checkbox"/>	QML110095 #2 Twister Switch – Black #2 ツイスタースイッチ – ブラック	36,000
<input type="checkbox"/>	QML110096 #2 Twister Switch – Green #2 ツイスタースイッチ – グリーン	36,000
<input type="checkbox"/>	QML110097 #2 Twister Switch – Red #2 ツイスタースイッチ – レッド	36,000
<b>#2 Switch Mounting #2 スイッチ取付</b>		
<input type="checkbox"/>	QML110098 #2Switch Mounting, Link-It To Hand Control (1) #2 スイッチ取付, Link-It でハンドコントロールに取付 (1)	54,000
<input type="checkbox"/>	QML110099 #2Mount, Link-It To Armrest (Opposite Hand Control)(2) #2 スイッチ取付, Link-It でアームレストに取付 (ハンドコントロールと反対側)(2)	54,000
<input type="checkbox"/>	QML110100 #2 Switch Mounting, Link-It To The Headrest #2 スイッチ取付, Link-It でヘッドレストに取付	54,000
<input type="checkbox"/>	QML110104 #2 Switch Mounting, Link-It To The Seat Rail (3) #2 スイッチ取付, Link-It でシートレールに取付 (3)	54,000
<input type="checkbox"/>	QML110105 #2 Switch Mounting, Link-It To Chin Boom (4) #2 スイッチ取付, Link-It でチンブームに取付 (4)	54,000
<input type="checkbox"/>	QML110106 #2 Omit Switch Mounting (5) #2 スイッチ取付なし (5)	-
<b>#2 Switch Mounting Location #2 スイッチ取付位置</b>		
<input type="checkbox"/>	QML110108 #2 Switch Mounting Location, Right #2 スイッチ取付位置, 右	-
<input type="checkbox"/>	QML110107 #2 Switch Mounting Location, Left #2 スイッチ取付位置, 左	-
<b>#2 Satellite Switches (6) #2 サテライト・スイッチ (6)</b>		
<input type="checkbox"/>	QML110111 #2 Satellite Switch – Black #2 サテライト・スイッチ – ブラック	36,000
<input type="checkbox"/>	QML110112 #2 Satellite Switch – Green #2 サテライト・スイッチ – グリーン	36,000
<input type="checkbox"/>	QML110113 #2 Satellite Switch – Red #2 サテライト・スイッチ – レッド	36,000
<b>Multi-Function Switches (7) マルチ・ファンクション・スイッチ (7)</b>		
<input type="checkbox"/>	QML110550 Mini 2 Button (Stereo Plug) (8) ミニ 2 ボタン (ステレオプラグ) (8)	51,000
<input type="checkbox"/>	QML110551 Mini 2 Button (Dual Mono Plug) (8) ミニ 2 ボタン (デュアルモノプラグ) (8)	51,000
<input type="checkbox"/>	QML110552 Mini 4 Button InLine (DB9 Connector) (8) ミニ 4 ボタン InLine (DB9コネクタ) (8)	51,000
<input type="checkbox"/>	QML110554 4-Way Toggle Switched Joystick 4方向・トグルスイッチ式ジョイスティック	72,000
<b>Accessories アクセサリー</b>		
<input type="checkbox"/>	QML110580 Mono Extension Cable (3.5 mm Jack Socket) (2 m) モノラル延長ケーブル(3.5 mmジャックソケット) (2 m)	7,000
<input type="checkbox"/>	QML110581 Stereo Extension Cable (3.5 mm Jack Socket) (2 m) ステレオ延長ケーブル(3.5 mmジャックソケット) (2 m)	7,000
<input type="checkbox"/>	QML110582 Extension Cable DB9 (1 m) DB9延長ケーブル (1 m)	9,000
<input type="checkbox"/>	QML110583 Y-Cable, 2 Female Mono To 1 Male Stereo Y-ケーブル, モノラル雌型2本からステレオ雄型1本	16,000

**Sip 'N Puff (8) シップ&パフ 呼吸吸気スイッチ (8)**

<input type="checkbox"/>	QML110510 Sip 'N Puff With Link-It Hardware, Swing Away Mount To The Headrest (9) シップ&パフ 呼吸吸気スイッチ, Link-It 取付金具でヘッドレストにスイングアウェイ・マウント (9)	212,000
--------------------------	--	---------

**Sip 'N Puff, Price Inclusive OMNI2 Module And Traction Control System (GYRO Technology) (10) シップ&パフ 呼吸吸気スイッチ (OMNI2モジュール及びトラクション・コントロール・システム(ジャイロテクノロジーを含む)) (10)**

<input type="checkbox"/>	QML110076 Sip 'N Puff With Link-It Hardware, Swing Away Mount To The Headrest (9) シップ&パフ 呼吸吸気スイッチ, Link-It 取付金具でヘッドレストにスイングアウェイ・マウント (9)	お問い合わせください
--------------------------	--	------------

**Safety Devices 安全装置**

<input type="checkbox"/>	QML090147 Remote Stop Switch (9m Activation Range, Fit Via OBC Port)(11) 遠隔停止スイッチ (ポート経由機能有効範囲9 mOBCポート経由で接続) (11)	214,000
--------------------------	--	---------

**⑮ 『H-スイッチ #2スイッチ選択(商品番号:QML110091) (前頁)』から『安全装置』までの注意点**

- (1) Not With HD Allround Joystick Or Space Disk Mount  
**(1) 高耐久性オールラウンド・ジョイスティック、またはスペースディスク・マウントと併用不可**  
 (2) Armrest Rail Mount  
**(2) アームレストレールに取付**  
 (3) Knee, If 2 Switches Selected Only Left And Right Mount  
**(3) 膝による操作。スイッチを2つ選択した場合、左右に取付のみ**  
 (4) No Left / Right Switch Selection Required  
**(4) 左右スイッチの選択は不要**  
 (5) Switches Attached Loose  
**(5) スイッチは緩めに取付**  
 (6) Only For Allround Joystick, Maximum 2 Selectable  
**(6) オールラウンドジョイスティック専用、最大2個まで選択可能**  
 (7) Attached Loose, When Ordered. No Link-It Fixation Possible  
**(7) 緩めに取付、Link-It 固定は使用不可**  
 (8) For Switch Selection See Section H  
**(8) スイッチの選択はセクションH参照**  
 (9) Headrest To Be Selected  
**(9) ヘッドレストを選択してください**  
 (10) OMNI2 Module Incl. Remote Full VGA Display With Infrared, Separate Input Box With Bluetooth, USB Charger And Speaker  
**(10) OMNI2モジュール リモート・フルVGAディスプレイ、赤外線、個別のインプットボックス(Bluetooth,USB充電器及びスピーカー)付きを含む**  
 (11) Not With VR2  
**(11) VR2と併用不可**



Q300 M Mini Q300 M ミニ	
<b>Base Price</b> ベース価格	0
Total Of Additional Equipment オプション価格	0
Packaging And Transport	
Exclusive VAT	
VAT	
<b>Total Price</b> 合計	<b>¥0</b>

見積作成日： 2025年1月15日

Date			Signature
Day	Month	Year	

Send E-Mail

※見積作成日は、印刷時に自動表示されます。価格変更の時期などは特に、作成後一端印刷またはPDFにて保存することをおすすめいたします。

サンライズ メディカル ジャパン 株式会社

〒349-1145

埼玉県加須市間口456番地1

御注文：order@sunrisemedical.jp

問合わせ：info@sunrisemedical.jp



仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。

サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp

14 / 20 ページ



// QML070069

// QML080213



// QML110209

// QML110209

// QML160102

// QML160103 & QML160104



// QML160100 & QML160101



// QML030150



// QML030098



// QML030130

// QML030131

// QML030133

仕様及び価格等は予告なく変更になる場合があります。  
サンライズメディカルジャパン株式会社 Email: order@sunrisemedical.jp  
15 / 20 ページ



// QML030430 & QML030431



// QML030432



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QML030433



// WHT030408



// WHT030409



// QML020073



// QML020098



// QML040039



// QML040123



// QML040022



// QML040019



// QML040204





// QML050015

// QML050016

// QML050082

Remote Joystick – R-Net & Joystick Mounting リモートジョイスティック R-net&ジョイスティック取付



// QML110017

// QML110013

// QML110018

// QML110056

Remote Joystick – VR2 リモートジョイスティック - VR2



// QML110036

// QML110037

Joystick Knobs ジョイスティック ノブ



// QML090045



/



// QML090508



// QML090509

// QML090512

// QML090511

// QML090506

Electronic Programmers – VR2 エレクトロニック プログラマー



// QML090066

Power Modules — R-Net / Attendant Controls パワーモジュール R-net / 介助者用コントロール



// QML110004

// QML110021

4-Actuator Control Box 4アクチュエーター コントロールボックス



// QML110055

#1 Ctrl+5- Switch Box Options & R-Net OMNI2 Input Control Modules

#1 Ctrl+5- スイッチボックス オプション & R-Net OMNI2 インプットコントロール モジュール



// QML110175

// QML110176

// QML110116

Head Control ハンドコントロール



// QML110401 - QML110406

// QML110370 // QML110371



// QML110470 // QML110301  
QML110304 // QML110305



// QML110471 // QML110302



// QML110472 // QML110473 //



// QML110306 - QML110309  
// QML110474 - QML110477



// QML110475 // QML110477  
// QML110307 // QML110310

Table Top Controls テーブルトップコントロール



// QML110143

Switches スイッチ



// QML110521



// QML110523



// QML110524



// QML110526 - QML110530



// QML110537 - QPP110539



// QML110534 - QML110536



// QML110551



// QML110552

Switch Mounting スイッチ取付



// QML110526 // QML110566



// QML110566 // QML110526  
// QML110529



// QML110560 // QML110572  
// QML110013 // QML110056  
// QML110529 // QML110526



// QML110563



// QML14008  
 // QML14009  
 // QML14010  
 // QML14011



// QML140012  
 // QML140013  
 // QML140014  
 // QML140015



// QML140016  
 // QML140017

Hand Control Mounting ハンドコントロール取付



// QML110353 // QML110302  
 // QML110362



// QML110353 // QML110302  
 // QML110362 // QML110342



// QML110302



// QML110353 // QML110361  
 // QML110524 // QML110526  
 // QML110560



// QML110353 // QML110306  
 // QML110362 // QML110538  
 // QML110539

Chin Control Mounting チンコントロール取付



// QML110480 // QML110481  
 // QML110470 // QML110471



// QML110483 // QML110484



// QML110483 // QML110484



// QML110485 // QML110486



// QML110485 // QML110474

// QML110487 // QML110471



// QML110526 // QML110529  
 // QML110561 // QML110572  
 // QML110571



// QML110487 // QML110474