



子どものためのリハビリ機器 2021-22

『できた!』が増えると、笑顔も増える! **for Kids**

楽しみながら活動性が高まる福祉機器

一人ひとりに合わせて調節できる機器は、子どもたちの「できる」喜びを育み、日常生活の質を高めます。子どもたちの自立を支援し、ご家族の負担も軽減! 毎日が笑顔になる、リハビリ機器と福祉用具をご提案します。

歩行訓練機器 歩くことが楽しくなると、もっともっと歩きたくなる!

製品・オプション情報・動画をQRコード(Web)でご確認いただけます!

調節式歩行訓練車 ペーサー

独自のダイナミック機構により、体幹保持を行いながら、自然な骨盤の動きを実現します。

多機能車輪(標準装備)に加え、多彩なオプションを組み合わせることで、一人ひとりの身体状況にマッチした歩行練習・歩行支援が行えます。

最大荷重

XS:	23kg
S:	34kg
M:	68kg
L:	91kg
XL:	113kg



行きたい場所まで頑張れる!



- ライム
- ピンク
- レッド
- ブルー
- グレイ

フレームが上下に動く!? 動画はこちら▶

ダイナミックフレーム
骨盤の動きにあわせて上下左右に動きます。

フレームが上下に動く!? 動画はこちら▶

自在に動く車輪

旋回固定
車輪が旋回しないように向きを固定できます。

後退防止
前方にのみ進めるようになります。

抵抗調節
車輪に抵抗をかけて急加速を防ぎます。

キャストロック
車輪の回転を止めます。

適合サイズ(床から肘の高さ)からお選びください。

XSサイズ 39~52cm	Sサイズ 47~70cm	Mサイズ 61~89cm	Lサイズ 81~119cm	XLサイズ 86~124cm
------------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------------

立位保持装置

立位姿勢をとることで骨盤を安定させ、 下肢と体幹の保持力を向上!

立位保持装置

スーパインスター



後方支持の仰臥位姿勢から、立位姿勢の練習ができます。水平～80度までハンドルで無段階調節可能。少しずつ立位姿勢へと移行でき、見える世界が広がります!

適合身長：117～183cm

最大荷重 114kg
グレイ



立位の時間を
増やしていける!

立位保持装置

プローンスター



前方支持の伏臥位姿勢から立位姿勢・立位保持の練習ができます。水平～85度までハンドルで無段階調節可能。

体幹や首の伸筋のトレーニングに最適で、より多くの活動に取り組みます!

適合身長：
Sサイズ 64～122cm、
Mサイズ 112～150cm、
Lサイズ 145～183cm

最大荷重
S: 45kg
M: 68kg
L: 91kg
レッド
ブルー



伏臥位により
生活動作が向上!

立位車いす リフトン

モービルスター



大きなホイール（車輪）を動かし、立位姿勢のまま、車いすのように移動できます。

最大荷重
XS-S: 23kg
M: 54kg
L: 79kg
ライム
ピンク
ブルー

適合身長：
XSサイズ 64～81cm、
Sサイズ 76～102cm、
Mサイズ 94～132cm、
Lサイズ 122～165cm



立位姿勢のまま
自分で移動する喜びを!



▲ホイールを取り外しての使用もできます。

座位保持装置

活動性を高める姿勢保持を実現しました！

調節式姿勢保持チェア アクティビティチェア

ティルト・リクライニング機能（標準装備）により体幹を後傾させた安楽姿勢だけでなく、体幹を前傾させた活動的な座位姿勢がとれ、体幹保持力やヘッドコントロールの向上につながります。

最大荷重
S: 34kg
M: 68kg
L: 113kg



スプリング付の背もたれや座面を選択すれば、からだを前後に揺らすロッキングのある利用者に最適です！



適合身長：
S サイズ 81 ~ 122cm、
M サイズ 102 ~ 142cm、
L サイズ 127 ~ 188cm

活動的な座位姿勢により
生活動作が向上！

-  ブルー
-  ピンク
-  パープル
-  グリーン
-  レッド
-  ベージュ



上肢安定補助 アンカー

テーブルやトレイなどに吸盤で簡単取付！
グリップを握ったり、腕置きに前腕を固定することで、姿勢を安定させます。

▼サイト下部に掲載されています。



スーパースタンダー、プローンスタンダー、モバイルスタンダー（p.2掲載）、アクティビティチェア（p.3掲載）のトレイ面にも取付OK！



▲ハンドアンカー



▲エルボーアンカー



▲グラブパー



▲水平アンカー



歩行訓練機器

免荷の状態を表示で確認しながら、歩行練習が可能！

免荷表示装置付歩行訓練車 ペーサー（電動）

電動昇降機能と体幹サポートで起立・着座、歩行練習が安全に行えます。ペーサーと同様の抵抗調節や後退防止機能を備えた多機能車輪を標準装備。別売オプションも豊富で、歩行レベルや目標に応じて使い分けられます。

最大荷重
160kg



起立・着座、歩行練習が安全に行える！

- ライム 適合：胸囲 56 ~ 152cm、身長 196cm 以下
 - ピンク
 - レッド
 - ブルー
 - グレイ
- ▼免荷表示



リフト・歩行訓練機器

抱え上げずに移乗ができる多機能リフト！

床走行多機能リフト トラム

電動昇降機能と体幹サポートで座位移乗、起立・着座、歩行練習が安全に行えます。座位姿勢のまま、ベッド上端座位～車いす～トイレなどの移乗ができます。

最大荷重
160kg



移乗、起立、歩行を1台で！

適合：胸囲 56 ~ 152cm、身長 196cm 以下



グレイのみ



入浴補助用具

安全な「入浴」と「トイレ」を実現！

ご自宅で負担なく、
シャワー浴！


洗身チェアユニット ウェーブ

背もたれ・座面・足載せ角度を調節し、安楽姿勢でシャワー浴ができます。

最大荷重
S: 34kg
M: 68kg
L: 114kg

適合身長: Sサイズ 76~117cm、
Mサイズ 102~142cm、
Lサイズ 127~188cm

ブルー
ピンク



シャワー & トイレ用チェアユニット HTS

ティルト・リクライニング機能（標準装備）により、シャワーチェアとしても排泄補助用具としても使えるチェアユニット。

最大荷重
S: 34kg
M: 68kg
L: 113kg

座面奥行など豊富な調節機能と様々な身体保持オプションにより、成長や身体状況の変化にも対応できます。

適合身長:
Sサイズ 76~117cm、
Mサイズ 102~142cm、
Lサイズ 127~188cm

※Lサイズのフットボードの最大荷重は68kgです。



個々に合わせた座位で排泄できる喜びを！



入浴補助機器 簡易浴槽ミニ

在宅の浴室（ユニットバス1416サイズ以上）でも利用可能。

最大荷重
130kg

からだのズレを防ぐ専用スリングネット付で、安全な入浴ができます！

適合: 身長140cm、体重50kg以下



▲移動型フレームセット（キャスター有）



▲連結型フレームセット（キャスター無）

ご自宅の浴室で
安全な入浴介助を！



北九州市立総合療育センターとの共同開発品

訓練用三輪車 トライサイクル

身体状況に合わせて、ハンドルや背もたれを選択・調節。頭部や体幹を保持して、安心して乗れる三輪車です。

楽しみながら下肢の運動ができ、関節可動域、下肢筋力、バランス能力、視空間認知の向上につながります。

最大荷重
S: 68kg
M: 73kg
L: 91kg



楽しくて
いつまでも乗り続けたいくなる！



適合サイズ(股下):
Sサイズ 43 ~ 56cm,
Mサイズ 56 ~ 71cm,
Lサイズ 64 ~ 89cm

- ライム
- ピンク
- レッド
- ブルー



三輪車 アムトライク

手漕ぎ足漕ぎ連動型だから、足の力が弱くても手の力でこげる三輪車。

背もたれやヘッドレスト等のオプションも豊富です。

耐荷重
67kg



楽しみながら
上肢・下肢トレーニングを！

適合サイズ [AM-12]: 腕の長さ(肩先から手の平の中心まで): 36 ~ 51cm, 股下の長さ(おしりの下から地面まで): 38 ~ 61cm, 身長: 91 ~ 110cm
[AM-16] 腕の長さ(肩先から手の平の中心まで): 42 ~ 61cm, 股下の長さ(おしりの下から地面まで): 51 ~ 71cm, 身長: 104cm 以上



▲ AM-12



新製品

注目の“オミ・ビスタ”！

人の動きに反応する映像装置 オミ・ビスタ


テーブルやフロアに投影された映像や音楽が、人の動きに反応して変化！思わずからだ動き、頭が働き、会話が弾むレクリエーション機器です。

直感的に理解できる250種ものアプリがインストール済みで、誰もが楽しく能動的に取り組めます。

レクリエーション、リハビリ、脳トレ、感覚遊び、スヌーズレン等の室内活動が行えます。



アプリの選択・切替、音量調節は、手元スイッチで簡単操作。



ワクワク！
心が踊ればからだも動く！



施設スタッフの声

- ・普段、頭頸部下垂傾向の方がオミ・ビスタの前だとしっかり頭をを起こして姿勢が良くなり、活発な動きが見られました。
- ・自発的にからだを使った動きが活発に見られ、嫌がることなく長時間集中して取り組めていました。
- ・物体に触れることなく遊べるので、過敏のある子が自らリーチすることができていました。
- ・座位が保てない子が集中し長時間座位を保っており、立位で取り組む子は立位保持時間が長くなっていました。
- ・初めて顔を合わす子が一緒に協力し、色塗り作業をする姿が見られました。



テーブル投影で上肢運動



フロア投影で下肢運動

アビリティーズ運動55周年記念
数量限定 特別販売中!

大好きなキャラクターといつも一緒!

アビリティーズのオリジナルデザイン
車いすスポークカバー (2枚1セット)

車いすのイメージチェンジと共に、車輪への手の挟み込みや巻き込みを防止します。

特別価格

- 16インチ用 **¥9,600** (税込)
- 18/20インチ用 **¥10,000** (税込)
- 22/24インチ用 **¥10,200** (税込)

〈共通仕様〉●材質/PET樹脂 ●厚さ/1.5mm
●重量/300~800g (16~24インチ)

- ※デザインによっては在庫僅少です。お早めどうぞ。
- ※スポークカバーは補装具給付対象種目です。
- ※詳細は各営業所にお問い合わせください。

車輪径(参考)/16インチ:
40.6cm, 18インチ:45.7cm,
20インチ:50.8cm, 22インチ:
55.8cm, 24インチ:60.9cm


※タイヤ及びホイールは商品に含まれません。



▲ピカチュウ
16/18/24インチ



▲ピカチュウと仲間たち
16/18/24インチ



▲レックウザ・カイオーガ・グラードン
16/18/24インチ



▲シナモロール
18/24インチ



▲世界名作劇場 あらいぐまラスカル
16/18/20/22/24インチ



▲きかんしゃトーマスとなかまたち
16/18/24インチ

アビリティーズ オンラインサービス

ご自分でできることを増やす福祉用具を揃えています
オンラインショップ

- 1 おトクな価格で購入できます。
- 2 お買い上げ金額が5,000円(税抜)以上なら日本全国送料が無料! ※離島は対象外
- 3 購入金額に応じてポイントがつきます。貯めたポイントは次回のお買い物に使えます。 ※「会員登録(無料)」をされた方のみ、ポイントがつきます。

パソコンから <https://my.abilities.jp>



アビリティーズオンライン



スマートフォンから



オンライン相談

わざわざ営業所やお店にお越しにならなくても、スマホやパソコンを使ったオンライン相談をご利用できます!



障害者差別解消法の浸透を進め、自立と社会参加をめざして活動しています
1966年に設立 今年創立55周年!

ABILITIES アビリティーズ
<https://www.abilities.jp/>

(無料通話) やさしいようぐを
フリーコール 0120-834490

お近くの当社営業所につながります

全国23営業所でアフターサービスを提供しています。

アビリティーズ・ケアネット株式会社 [本社] 〒151-0053 東京都渋谷区代々木 4-30-3 新宿ミッドウエストビル			
本店営業所	TEL03-5388-7526	松本営業所	TEL0263-25-0761
札幌営業所	TEL011-596-9202	名古屋営業所	TEL052-758-5011
仙台営業所	TEL022-287-0821	新潟営業所	TEL025-279-5611
とちぎ営業所	TEL0282-29-1025	金沢営業所	TEL076-292-9455
さいたま営業所	TEL048-498-6460	大阪営業所	TEL06-6786-5311
東京東営業所	TEL03-5672-1510	泉州営業所	TEL0725-47-1151
吉祥寺営業所	TEL0422-68-3400	阪神営業所	TEL0798-37-1971
八王子営業所	TEL042-696-5441	広島営業所	TEL082-535-0758
千葉営業所	TEL043-382-3441	福山営業所	TEL084-946-5418
千葉東葛営業所	TEL047-429-6215	北九州営業所	TEL093-522-4600
横浜営業所	TEL045-250-4350	福岡営業所	TEL092-624-6460
湘南営業所	TEL0463-37-3123	台北営業所 (台湾)	TEL+886-2-2581-1648

※商品の外観、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。 ※掲載内容は2021年9月のものです。 ※禁無断転載・複製