

みんなが「かっこいい!」って
毎日使うのが楽しみ

ABILITIES
アビリティーズ
<https://www.abilities.jp/>

トイレ&シャワー用チェアユニット リフトン HTS

スムーズな排泄が健康を支える

日々の暮らしの中で、排泄は健康に関わる大事な日常の一部です。

HTS は理想的な排泄姿勢が取れるトイレユニット。背もたれを前傾させて、フットボードに足の裏をしっかりと付けると、スムーズな排泄姿勢がとれます。

1台で3通りのトイレの使い方が可能で、シャワーチェアとしても使えます。



リフトン HTS 推奨セット

コモードチェアとして



単体で



便器に重ねて

1台で4通りに使える、 革新的トイレユニット

HTS はすべてのパーツが取り外せるので、お手入れがしやすく衛生的。ほとんどのトイレに設置可能で、「単体で」「便器に重ねて」「便器に固定して」の3通りの使い分けができます。

シャワーチェアとして



推奨セットは前傾5°まで、後傾25°までの傾きが可能なティルト機能付きなので、シャワー浴や移乗も容易に行なえます。




推奨セット
キャスターベース A (ティルト機能付)、便槽付




便器に固定して

[ティルト・リクライニング機能]





オプション

*組立・分解・調整がすべて工具なしで可能です。



イラストはキャスターベースAのものです▶





どちらのチェアが 大きいでしょうか？

写真の2台は同じMサイズです。片方は最小の設定に、もう片方は最大の設定にして、それぞれ5歳と11歳のお子様が座っています。HTSは成長するお子様に合わせて多様な調整が可能です。

適合表／製品仕様

		S	M	L
最大荷重※ (kg)		34	68	113※
適応身長 (cm)		76 ~ 117	107 ~ 142	127 ~ 188
ベースA (ティルト・フットボード・ キャスター付)	幅 (cm)	53	53	57
	奥行 (cm)	79	79	86
全高 (cm)		高さ調節やティルト、リクライニングにより変わります。		
座面	床からの前座面高 (cm)	39 ~ 55	39 ~ 55	44 ~ 58
	フットボードからの前座面高 (cm)	22 ~ 34	27 ~ 39	34 ~ 44
	幅 (cm)	20 / 25 / 30	25 / 30 / 36	33 / 38 / 43
	奥行 (cm)	20 ~ 28	29 ~ 37	37 ~ 44
	穴の大きさ (オープン型) 幅×奥行 (cm)	10×23	11×30	15×36
	穴の大きさ (穴付き型) 幅×奥行 (cm)	8×20	9×25	11×30
アームレスト高 (cm)		13.5	17	20
背もたれ	幅 (cm)	29	34	41
	座面からの高さ (cm)	42	50	62
背もたれ角度調節 (度)		前方6 / 後方6・18		
ティルト角度 (度)		前方5 ~ 後方25		
自重		15.2kg	16.1kg	20.5kg
材質		アルミ、ステンレススチール、ポリウレタン、EVA樹脂、ポリプロピレン		

※Lサイズのフットボードの最大荷重は68kgです。

ABILITIES アビリティーズ
<https://www.abilities.jp/>

フリーコール (無料通話) やさしいようぐを
0120-834490

お近くの当社営業所につながります

※商品の外観、仕様、価格等は予告なく変更することがあります。また、商品の色は印刷の関係で実物と若干異なる場合があります。
 ※掲載価格には消費税は含まれておりません。 ※このチラシの記載内容は2019年9月のものです。 ※禁無断転載・複写

アビリティーズ・ケアネット株式会社
 [本社] 〒151-0053 東京都渋谷区代々木4-30-3 新宿ミッドウエストビル

[営業所] 札幌市 / 仙台市 / 栃木市 / 川口市 / 渋谷区 / 葛飾区 / 武蔵野市 / 八王子市 / 千葉市 / 船橋市 / 横浜市南区 / 横浜市青葉区 / 平塚市 / 松本市 / 佐久市 / 名古屋市 / 新潟市 / 金沢市 / 大阪市 / 和泉市 / 西宮市 / 福山市 / 広島市 / 北九州市 / 福岡市 / 台北市 (台湾)