

# ●リフトン アクティビティ チェアの仕様とオプション



オプションの一部をご紹介します。

## 基本構成



### アームレストスタンダードタイプ(選択)

体の側面境界を作り、上肢の体重支えをサポートします。これにより体幹のコントロール力を高めます。体幹を安定させるためのサポートをより多く必要とする利用者にとって便利なよう、個別の高さ調整ができます。また斜めに角度をつけることもできます(上下各方向について、水平 $\sim$ 30°)トレイはアクティビティチェアのアームレストにつけることができます。

S サイズ 5.5×22.5 cm、L サイズ 8×30 cm



### アームレスト フロント(腕支え)タイプ(選択)

座った状態で頭部および体幹をコントロールする力を促進し、また上肢の末端部をしっかりと固定します。これらにより骨盤帯および体幹の核心となる筋肉を使用することが可能になり、姿勢を改善し安定させます。最適な位置決めができるよう、自由自在な調整ができます。

パッド部 : Sサイズ 10cm x 17.5cm Lサイズ 11cm x 20cm  
肘から握り拳までの調整範囲 : Sサイズ 20cm x 31cm Lサイズ 26cm x 40cm



### 脚部 (ロングレッグ・ショートレッグ)(選択)

高さを 2.5 cm単位で調整可能なこれらの脚部により、利用者を最適な高さに座らせることができます。脚部のグリップの先端は床にしっかりつき、滑りにくい状態をつくれます。



### 脚部 キャスター付 (ロングレッグ・ショートレッグ)(選択)

高さを 2.5 cm単位で調整可能なこれらの脚部により、利用者を最適な高さに座らせることができます。キャスターが追加され、別の教室へのチェアの移動がしやすくなりました。



### パッド(選択)

快適な背と座のパッド(クッション)は、床ずれを防ぐために不可欠です。ポリウレタンフォームで作られ、汚れを拭き取ることができます。パッドには 6 種類の色が用意されています。

# オプション



## ヘッドレスト

頭部の制御が不十分な利用者を最適に支えます。フラット、カーブ、ウイング型のヘッドレストから選択してください。すべてのヘッドレストは前後左右に調整できます。ウイング型のヘッドレストはほぼフラットから 90° に調整できます。ヘッドレストは、ユニークな調整システムを使用して、工具無しで背もたれに取り付けられます。

フラット、カーブ型: 23 × 13 cm

ウイング型: 41 × 13 cm (フラット時)、15 × 13 cm (90 度折り曲げ時)



## ラテラルサポート:

適切な上半身のサポートが必要な利用者に使用します。脊椎の適切に支えるためには側方の支えが重要です。体幹サポートは利用者を正確かつ安全に座らせるのに役立ち、縦・横に別々に調整できます。

S サイズ 13 × 10 cm、L サイズ 17 × 13 cm



## ラテラルサポート チェストストラップ付:

幅広のチェストストラップを体幹サポートに追加することにより、上半身の制御ができない利用者の、胸部が安全に支えられ、正しい姿勢をとることを助けます。



## 介助者用ハンドル:

すべてのアクティビティチェアに取り付けられます。介助者がアクティビティチェアごと利用者を別の場所に移動するのを容易にします。



## トレイ

アームレストに取り付けられ、盛り上がった縁を備えています。作業、遊び、食事などに活用できます。

トレイは水平から 60° まで上下に調整でき、利用者のニーズに合わせて高さ調整ができます。

S サイズ 幅 48 cm 奥行 46 cm

M サイズ 幅 56 cm 奥行 51 cm

L サイズ 幅 65 cm 奥行 57 cm



## トレイ用 ハンドホールド

トレイに取り付けて、腕と手を一定の位置に固定することにより、筋肉のけいれんを抑制します。



# 上肢安定補助具 リフトン アンカー

吸盤で簡単固定でき、上肢保持で姿勢を安定させ  
日常生活の活動を容易にします。

- ・リフトン スーパーインスタンダー
  - ・リフトン ブロースタンダー
  - ・リフトン モービルスタンダー
  - ・リフトン アクティビティチェア
- などと組み合わせて使用できます。

## 吸盤で簡単固定。上肢を固定し姿勢を安定させます

上肢安定補助 リフトン アンカー

### ハンドアンカー

■小さい「手」でもしっかりと握れます。



商品番号  
5080-96

●寸法/全長 12cm、グリップの長さ 10.5cm、  
グリップの直径 3.5cm ●重量/ 320g ●材質/  
プラスチック、合成ゴム

### グラブバー

■片手または  
両手で握れ  
ます。



商品番号  
5080-99

●寸法/全長 34～51cm、グリップの長さ 25cm、  
グリップの直径 3.5cm ●重量/ 770g ●材質/  
プラスチック、合成ゴム

### エルボーアンカー

■前腕を安定さ  
せ、座った姿勢  
で頭部と胴の  
コントロール  
力をつけます。



商品番号	種別
5080-94	右
5080-95	左

●寸法/全長 28×全幅 18.5cm、  
腕置き長さ 24cm、腕置き幅  
10cm ●重量/ 600g ●材質/  
プラスチック、合成ゴム、ナイロン、PU

### リストアンカー

■手と腕を安定させます。2 個使用して両腕  
を安定させることもできます。



商品番号  
5080-97

●寸法/全長 20cm、グリップの長さ 10.5cm、  
グリップの直径 3.5cm ●重量/ 450g ●材質/  
プラスチック、合成ゴム、ナイロン、PU

### 水平アンカー

■手首が曲げに  
くい方も握  
りやすい形  
状です。



商品番号  
5080-98

●寸法/全長 24cm、グリップの長さ 11cm、  
グリップの直径 3.5cm ●重量/ 360g ●材質/  
プラスチック、合成ゴム

### アームアンカー

■前腕を安定さ  
せ上肢を保持  
して作業に集  
中できます。



商品番号	種別
5080-90	右 S
5080-91	左 S
5080-92	右 L
5080-93	左 L

●寸法/S: 全長 23～33cm、腕置き幅 10cm、L: 全長  
28～41cm、腕置き幅 11cm ●重量/S: 0.9kg、L:  
1.25kg ●材質/プラスチック、合成ゴム、ナイロン、PU

※ アンカーは一時的な姿勢固定補助具です。  
手すりなどの立位のサポートや移動を目的とした  
ものではありません。